




HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Side Rails

Assembly Instruction/ Monteringsanvisning/
Instructions de montage



Content

ENGLISH

General information	3
Assembly	4

SVENSKA

Allmän information	7
Montering	8


FRANÇAIS

Informations générales	11
Montage	12


General information

This assembly instruction explains how to assemble the following types of side rails to a floor level bed.


1/2 & 1/4 Side Rail Kit (72792)




1/2 Side Rail Kit (72791)



3/4 Side Rail Kit (72793)




1/4 Side Rail Kit (72790)





Assembly

Bracket positions for 3/4 side rails.


1. Attach the brackets to the bed platform in the positions shown below.




Bracket positions for 1/2 side rails.




Bracket positions for 1/4 side rails.



Washer



2. Attach the clamps to the brackets in the orientations shown above. Loosely tighten the screws and ensure the clamps can move freely back and forward.




Clamp


Bracket

Attaching the side rails.

3. Adjust the side rail to the brackets so that the space between side rail and head board is less than 8 mm (make sure the side rail does not hit the head board) and unlock the side rail allowing it to move freely between the upper and lower locked positions (1). While tightening the clamp by hand (3), wiggle the side rail back and forth (2). Ensure the axle position is correctly aligned in the clamp (4). Tighten the clamp an other 1/4, 90° using an adjustable wrench (5).




4. Tighten the screws under all brackets.




Allmän information

Den här monteringsanvisningen visar hur du monterar följande typer av sänggrindar på en golvnivåsäng.


1/2 & 1/4 Sänggrindskit (72792)




1/2 Sänggrindskit (72791)



3/4 Sänggrindskit (72793)






1/4 Sänggrindskit (72790)







Montering

Placering av fästen på 3/4-sänggrindar.



1. Montera fästena på sängbasen i positionerna enligt nedan.




Placering av fästen på 1/2-sänggrindar.



Placering av fästena på 1/4-sänggrindar.




2. Fäst klämmorna på fästena i riktningarna ovan. Dra åt skruvarna löst och se till att klämmorna kan röra sig fritt fram och tillbaka.




Montering av sänggrindar

3. Justera sänggrindarna vid fästena så att avståndet mellan sänggrinden och sängbasen är mindre än 8 mm (se till att sänggrindarna inte nuddar sängbasen) och lås upp sänggrindarna så att de kan röra sig fritt mellan den låga och höga positionen (1). När du skruvar åt fästet för hand (3), vicka sänggrinden fram och tillbaka (2). Kontrollera att axelpositionen är korrekt inriktad i fästet (4). Dra åt fästet ytterligare 1/4 varv, 90°, med en skiftnyckel (5).




4. Dra åt skruvarna under alla fästen.




Informations générales

Ces instructions expliquent comment monter les types de barrières suivants sur un lit ultra-bas.


Kit de Barrières 3/4 (72793)




Kit de Barrières 1/2 (72791)



Kit de Barrières 1/2 & 1/4 (72792)






Kit de Barrières 1/4 (72790)







Montage

Emplacement pour les barrières 3/4


1. Fixez les équerres à la plateforme du lit dans les positions indiquées ci-dessous.




Emplacement pour les barrières 1/2




Emplacement pour les barrières 1/4.



Rondelle




2. Fixez les attaches aux équerres selon l'orientation indiquée ci-dessus. Serrez légèrement les vis et assurez-vous que les attaches peuvent bouger librement de l'avant à l'arrière.




3. Attacher les barrières

Ajustez la barrière sur les fixations de manière à ce que l'espace entre la barrière et le panneau de la tête du lit soit inférieur à 8 mm (en vous assurant que la barrière ne touche pas le panneau de tête) et serrez les pinces sur toutes les fixations. Et déverrouillez la barrière en lui permettant de se déplacer librement entre les positions verrouillées supérieure et inférieure (1). Tout en serrant à la main (3), faites bouger un mouvement de va-et-vient avec la barrière (2). Assurez-vous que la position de l'essieu est correctement alignée avec les pinces (4).



4. Serrez les vis sous toutes les fixations.



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
E-post: info.se@humancaregroup.com
www.humancare.se

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +1 613 723 6734
Fax: +1 613 723 1058
Email: info.ca@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Street, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +1 512 476 7199
Fax: +1 512 476 7190
Email: info.us@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE AUSTRALIA

Unit 4, 49 Bertie Street
Port Melbourne, Victoria 3207
Phone: +61 3 8698 6700
Fax: +61 3 9645 4954
Email: info.au@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE NETHERLAND

Els peterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577-412171
Fax: +31 577-412170
Email: info.nl@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

