




Rugleuningen

rechtop zittende houding

optimaal Steun

Ondersteuning bij tilsituaties

Polyester Net
Art. Nr. 25045



Onze basisharnassen zijn verkrijgbaar in verschillende comfortabele materialen die zich aanpassen aan na het lichaam. Een allround harnas dat in de meeste tilsituaties past. Een goede keuze, ook als niet bekend is wie de sling gaat gebruiken. Deze trapezes hebben ook een goede ondersteuning voor de rug.

Drie materiaalkeuzes

Het asisschaalharnas is verkrijgbaar in drie keuzes: polyester, Polyester gaas en zacht luchtgaas. Soft Air Mesh en polyester net zorgen ervoor dat vocht en warmte efficiënt van de gebruiker worden afgevoerd, waardoor de tilband korte tijd bij de gebruiker kan blijven nadat de overdracht is voltooid. Het polyester model kan echter niet bij de gebruiker worden achtergelaten. Als u bijvoorbeeld in badomgevingen verblijft, is Polyester Net een uitstekende keuze, omdat het een luchtig materiaal is dat snel droogt.

houding. Dit is vooral handig om een goede positionering te garanderen wanneer u in een rolstoel of een andere zithoek wordt geplaatst. De basisharnassen kunnen worden gebruikt met 2-punts, 3-punts of 4-punts ophanging, wat betekent dat ze kunnen worden aangepast aan verschillende behoeften.

Gebruiksvriendelijke

Details Onze harnassen worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsstandaard. Ze hebben versterkte banden en gewezen nylon banden met een hoge sterkte rond het harnas, om ze voldoende robuust te maken, om zelfs een meest actieve gebruik. Het etiket op het harnas is voorzien van een kleurcode, om er zeker van te zijn; snel en eenvoudig de juiste maat harnas kiezen. De riemen hebben kleurgecodeerde lussen, om gemakkelijk de gewenste positionering te vinden.

Polyester
Art. Nr. 25070



Soft Air Mesh
Art. Nr. 25054



Rechtup zittende positie

Onze Basic Harnassen bieden een goede ondersteuning voor de gehele rug. De polyester en polyester harnassen hebben ook verstevigde beendelen. Ze zijn geschikt voor patiënten met een minder goede rompstabiliteit en rechtup zittende



Accessoires



Verlängerungsschlaufen
Zur Erweiterung des Gurtes, um die Hebeposition zu ändern oder Beintteile zusammenzuhalten. Verschiedene Längen erhältlich.
Art.-Nr.: 21180-*



Beinpolsterung und Stützen
Beinpolsterung und Stützen - ideal für druckempfindliche Patienten.
Art.-Nr.: 21146-S, M, L
Verstärkte Stützen
Einheitsgröße Art.-Nr.: 25102



gepolsterte Abdeckung
Schützt den Patienten vor Verletzungen mit dem Hebebeugel. Nicht zur Verwendung in feuchter Umgebung.
Art.-Nr.: 50866



Hebebeugel für 2-, 3- oder 4-Punkt-Aufhängung
Artikel-Nr. 57551, 55764 (2- oder 3-Punkt-Schnellspanner), 55619 (4-Punkt-Anbringung Beinhaken)


Gebruik




Van en naar het bed
Geschikt voor het tillen vanaf een bed en gaan zitten op een bed.



Van en naar een stoel
Geschikt voor positionering in een stoel en voor een transfers in en uit een stoel.



Van en naar het vloer
Ontworpen om op te tillen van de vloer.



Douchen
Polyester Net materiaal is geschikt voor natte omgeving.


Kenmerken




Polyester Net
Zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt. Ideaal voor douchen en badderen. Art. nr. 25005C.



Polyester
Duurzaam materiaal, lage wrijvingscoëfficiënt waardoor gemakkelijk aan te brengen en schoon te maken.





Soft Air Mesh
Geweldig drukverlichtend effect. De druk is goed verdeeld binnen de 3D-structuur van de stof. Voorkomt en beschermt.



Verzorgingsinstructies
Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.

Technische specificaties

Artikelnummer			Maat	Kleur	A	B	C	
Polyesternetz	Soft Air Mesh	Polyester						
25045-JS	25054-JS	25070-JS	Junior Small	JS	22 cm / 8,7"	62 cm / 24,4"	50 cm / 19,7"	
25045-JM	25054-JM	25070-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11"	65 cm / 25,6"	54 cm / 21,3"	
25045-S	25054-S	25070-S	Small	S	35 cm / 13,8"	77 cm / 30,3"	58 cm / 22,8"	
25045-M	25054-M	25070-M	Medium	M	40 cm / 15,7"	88 cm / 34,6"	63 cm / 24,8"	
25045-L	25054-L	25070-L	Large	L	44 cm / 17,3"	98 cm / 38,6"	65 cm / 25,6"	
25045-XL	25054-XL	25070-XL	Extra Large	XL	48 cm / 18,9"	102 cm / 40,2"	70 cm / 27,6"	
25045-XXL	-	25070-XXL	XX-Large	XXL	52 cm	108 cm	74 cm	
Maximales Gebruikersgewicht		300 kg / 660 lb						



* verkrijgbaar in verschillende lengtes: 10 cm / 3,9" (21180-10), 15 cm / 5,9" (21180-15), 20 cm / 7,8" (21180-20), 25 cm / 9,8" (21180-25), 35 cm / 13,7" (21180-35)



*Wij bieden bewegingsvrijheid
en uitstekende kwaliteit van zorg.*

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 24 76 7199
info.us@humancaregroup.com