



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Mobiliteitshulpmiddelen

Introductie

Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vormen van het leven voor alle gebruikers.

Human Care is in 1993 opgericht en heeft sindsdien een eervolle reputatie op het gebied van patiëntenzorg opgebouwd. Onze 25 jaar ervaring komt tot uiting in een breed assortiment van eersteklas producten, waarmee we hoge klantwaarde bieden en tegemoet kunnen komen aan alle wensen van onze klanten. Onze belangrijkste productgebieden zijn: mobiliteitshulpmiddelen, liftoplossingen, medische bedden, multifunctionele behandel- en transportstoelen en veiligheidsproducten voor de badkamer voor mensen met verminderde mobiliteit.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden, en onze dochterbedrijven bevinden zich in de VS, Nederland, Canada, Groot Brittannië en Australië. Daarnaast werken we samen met distributeurs in meer dan 40 andere landen. Veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid komen bij ons vóór alles. Onze inspanningen zijn permanent gericht op de bewaking en verbetering van de hoogste kwaliteit in al onze producten. Met onze producten leveren wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.

Welkom bij Human Care.



Inhoud

Rollators

Leia	8
neXus 3	10
neXus 1, neXus 2	13
Carl-Oskar	14
Rebel	16
Parade	19
Fellow Supreme	20
Fellow Classic	20

RA Rollators, looptafels

Carl-Oskar RA	22
Rebel RA	22
Staffan RA	22
Carl-Oskar TW	24
Rebel TW	24
Staffan TW	24
Svea TW	24

Your life. Your way.

Dat is wat we mensen met verminderde mobiliteit al meer dan 20 jaar bieden. Uw leven. Uw manier. Onze focus is simpel. We werken voor onze gebruikers. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vormen van het leven van de mensen die ze nodig hebben. Het is onze drijfveer en onze motivatie om daaraan te voldoen. Het is onze missie om de kwaliteit van de zorg voor mensen met specifieke behoeften te verbeteren. Te worden verzorgd door een ander, de zorg letterlijk in handen geven van een ander, is een bijzondere situatie.

Daar is vertrouwen, respect, tact en zeker ook veiligheid voor nodig. Voor de gebruiker én de verzorger. Onze oplossingen bieden betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en innovatie. Wij bieden geavanceerde producten voor zowel gebruikers als verzorgers, met lage onderhoudsvereisten en efficiënte installatieprocedures. Met onze producten leveren wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.

” Wij zetten ons in voor betere zorgkwaliteit en meer bewegingsvrijheid voor mensen met specifieke behoeften ”





Voordelen van rollators

De rollator is een mobiliteitshulpmiddel dat de autonomie van de gebruiker enorm vergroot. Dankzij de rollator kunnen mensen met verminderde kracht en evenwicht een sociaal leven leiden, bewegen, hun bloedcirculatie stimuleren en hun algehele gezondheid verbeteren. De rollator biedt steun en verlichting tijdens het lopen en kan bovendien als stoel fungeren wanneer de gebruiker even wil uitrusten.

Dankzij de rollator kunnen gebruikers zélf beslissen wanneer ze er even uit willen of mensen willen ontmoeten. Wat hun gevoel van eigenwaarde en kwaliteit van leven vergroot. De rollator draagt dus direct en doelmatig bij aan een betere volksgezondheid door mensen in staat te stellen hun leven op hun eigen wijze in te richten. Op dit moment omvat ons assortiment meer dan 30 verschillende rollator modellen: voor binnen, voor buiten, looprekken, looptafels voor mensen met reuma – plus een uitgebreide keuze aan accessoires voor tal van wensen en voorkeuren.

Zorg en kwaliteit

Een gebruiker van een product van Human Care kan rekenen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Altijd en overal. De reden hierachter is ons vergaande streven naar kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid.

Ten eerste zijn onze producten ontworpen en vervaardigd volgens de vereisten van alle relevante ISO- en EN-normen. Ten tweede krijgt elk afzonderlijk product alle benodigde aandacht in elk stadium van de ontwerpfase. Ten derde werkt ons ontwerpteam tijdens de ontwikkeling van onze producten samen met internationaal leidende fysiotherapeuten, om de allernieuwste producten te creëren die allemaal uiteindelijk hetzelfde gemeenschappelijke doel dienen: voordeel en plezier voor hun gebruikers. Zodat ze hun leven kunnen leiden op hun eigen manier. Altijd en overal.





Rollators

Leia	8
neXus 3	10
neXus 1, neXus 2	13
Carl-Oskar	14
Rebel	16
Parade	19
Fellow Supreme	20
Fellow Classic	20

Leia

Met trots presenteert Human Care de Leia, een compleet nieuwe serie van moderne rollators voor degenen die hoge eisen stellen aan zowel het ontwerp als de functionaliteit. De rollator is ontworpen door industrieel ontwerpers en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren en drie hoogtes, zodat uit het meest geschikte model gekozen kan worden. Dankzij het gepatenteerde kruisframe ontstaat er een groot loopoppervlakte, waardoor het lopen met de Leia zeer gemakkelijk is en tevens ontspannen voor de rug en schouders. De Leia is een lichtgewicht rollator en zeer gemakkelijk te manoeuvreren en biedt maximale stabiliteit.



Ergonomisch verantwoord lopen en hoge wendbaarheid

Dankzij het gepatenteerde kruisframe is de zitting verder naar voren geplaatst. Hierdoor ontstaat er een groot loopoppervlakte, waarmee u een ergonomische houding aanneemt, wat goed is voor zowel de rug als de schouders. De Leia is een lichtgewicht rollator en is zeer gemakkelijk te manoeuvreren en biedt tevens maximale stabiliteit. Het stevige, maar ook flexibele frame zorgt er voor dat de impact van bijvoorbeeld kuilen of obstakels goed wordt opgevangen.

Superieur ontwerp en comfortabele zitting

De Leia is ontworpen met de nadruk op design, kwaliteit en bruikbaarheid en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren en drie hoogtes, zodat uit het meest geschikte model gekozen kan worden. De gevoerde, gevormde en gepolsterde zitting zorgt voor een comfortabel zitvlak. Voor extra comfort en ondersteuning tijdens het zitten is er een zachte rugleuning beschikbaar als accessoire.

Lichtgewicht en gemakkelijk op te vouwen en mee te nemen

Vanwege het kruisframe is de Leia zeer gemakkelijk op te vouwen en mee te nemen. In ingeklapte stand blijft de Leia zelfstandig staan en neemt weinig ruimte in beslag voor opslag. De Leia is een lichtgewicht rollator en zeer gemakkelijk te manoeuvreren en biedt tevens maximale stabiliteit.












Leia wit

Leia grijs

Leia blauw

Accessoires

	<p>Dienblad Praktisch voor lichtgewicht items. Max. belasting: 2 kg. Art. nr: 89747</p>		<p>Accessoire Tas Kan aan de achterzijde van de zitting worden vastgezet, en is ideaal voor het opslaan van persoonlijke bezittingen. Art. nr: 89654</p>		<p>Lampen set Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091</p>
	<p>Vertragende rem Voorkomt dat de rollator te snel gaat en hiermee kan de loopsnelheid gedoseerd worden. Art. nr: 80620</p>		<p>Rugleuning Geeft steun aan de rug bij het zitten. Een brede band voor extra ondersteuning. Art. nr: 89746</p>		<p>Slot Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092</p>
	<p>Stokhouder Vereenvoudigt het transport van een wandelstok. Art. nr: 80603</p>		<p>Stoephulp Vergemakkelijkt het verplaatsen over hindernissen. Art. nr.: links: 80.612, rechts: 80613</p>		<p>Reflector set Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090</p>

Technische specificaties

Beschrijving	Art. nr.	Min. hoogte	Max. hoogte	Hoogte zachte zitting	Lengte	Gewicht	Afmetingen ingeklapt LxBxH	Wielgrootte	Breedte	Breedte tussen handvatten	Draagvermogen
Leia Hoog wit Leia Hoog blauw Leia Hoog grijs	70949 89729 89720	80 cm	97 cm	62 cm	70 cm	7,9 kg	80x28x70 cm	20x3 cm	61 cm	50 cm	150 kg
Leia Medium wit Leia Medium blauw Leia Medium grijs	89762 89814 89821	71 cm	88 cm	57 cm	70 cm	7,6 kg	71x28x70 cm	20x3 cm	61 cm	50 cm	150 kg
Leia Laag wit Leia Laag blauw Leia Laag grijs	89795 89833 89840	66 cm	76 cm	52 cm	70 cm	7,5 kg	66x28x70 cm	20x3 cm	61 cm	50 cm	150 kg

neXus 3

De populaire loophulpmiddelen van de neXus-serie zijn innovatieve rollators van hoge kwaliteit. De neXus-rollator heeft een kruisframe waardoor deze in de breedte kan worden opgevouwen en dus snel en eenvoudig in te klappen is.

De rollator kan hierdoor ook ingeklapt zelfstandig staan en neemt minimale ruimte in. De gepolsterde rugband van de neXus kan worden omgedraaid zodat u op twee manieren kunt gaan zitten, en de dubbel gelagerde voorvork garandeert soepel rijgedrag.

De neXus 3 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw met een draadkorf of een stoffen tas die ook op de rollator kan blijven als deze is ingeklapt.



Kabelvrij remsysteem

Dankzij het kabelvrije remsysteem is er minder risico op letsel en tegelijkertijd verhoogd het de veiligheid aangezien er geen kabels of andere voorwerpen uitsteken.

Ergonomisch verantwoord lopen

Het kruisframe zorgt voor voldoende loopruimte, wat resulteert in het best mogelijke looppatroon voor de gebruiker. De gevoerde, gevormde, gepolsterde zitting biedt een zeer comfortabele rustplaats. Voor extra comfort en ondersteuning wordt er standaard een gepolsterde rugband meegeleverd.

Lichtgewicht en gemakkelijk op te vouwen, zelfs met de tas op de rollator

Het kruisframe ontwerp zorgt er voor dat de rollator zeer gemakkelijk op te vouwen en op te bergen is. Wanneer de rollator is opgevouwen blijft deze zelfstandig staan. De zachte tas wordt standaard meegeleverd en kan blijven zitten als de rollator wordt opgevouwen. De tas heeft handige vakken voor het opslaan van items zoals een tablet of mobiele telefoon.














Accessoires kit paars

Accessoires kit tartan

Accessoires kit blauw

Accessoires

	<p>Dienblad Handig om lichte spullen op te leggen. (doorzichtig kunststof) Art. nr: 80702</p>		<p>Rugleuning Geeft steun aan de rug tijdens het zitten. Standaard inbegrepen.</p>		<p>Lampen set Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091</p>
	<p>Vertragende rem Voorkomt dat de rollator te snel gaat en hiermee kan de loopsnelheid gedoseerd worden. Art. nr: 4950</p>		<p>Stoephulp Vergemakkelijkt het verplaatsen over hindernissen. Standaard inbegrepen</p>		<p>Slot Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092</p>
	<p>Wandelstokhouder Handig als de wandelstok wordt meegenomen. Art. nr: 80703</p>		<p>Stoffen tas Stoffen tas met handige zakken. Standaard inbegrepen. Max. belasting: 4,5 kg. Art. nr: 8050105 (5 stuks).</p>		<p>Reflector set Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090</p>
	<p>Draadkorf Verkrijgbaar met een mand of zachte tas. Max. belasting: 4,5 kg. Art. nr: 4510</p>		<p>Accessoires kits Speciale accessoires kit. Paars, art. nr. 89991 Tartan, art nr. 89992 Blauw, art nr: 89990</p>		

Technische specificaties

Omschrijving	Artikel nr.	Hoogte (min)	Hoogte (max)	Zithoogte	Breedte	Ruimte tussen handgrepen	Wielgrootte	Gewicht	Draagvermogen
neXus 3 extra laag met stoffen tas	460018 (Zwart) 460018W (Wit) 40018B (Blauw)	Standaard: 70 cm Hoog: 78 cm	Standaard: 78cm Hoog: 85cm	47 cm	61 cm	45 cm	20 x3 cm	6.8 kg	150 kg
neXus 3 laag met stoffen tas	460022 (Zwart) 460022W (White) 460022B (Blauw)	Standaard: 75 cm Hoog: 78 cm	Standaard: 85 cm Hoog: 93 cm	53 cm	61 cm	45 cm	20 x3 cm	6.8 kg	150 kg
neXus 3 standaard met stoffen tas	460024 (Zwart) 460024W (Wit) 460024B (Blauw)	Standaard: 83 cm Hoog: 83 cm	Standaard: 93cm Hoog: 100 cm	61 cm	61 cm	45 cm	20 x3 cm	7.3 kg	150 kg



neXus 1, neXus 2

neXus 1

De neXus 1 rollator is voorzien van 15 cm wielen die ideaal zijn voor het gebruik binnenshuis. Dankzij het compacte "X" opvouwsysteem blijft de rollator zelfstandig staan wanneer deze is opgevouwen. Dankzij het unieke ontwerp kan de rollator ook gebruikt worden als deze deels is uitgeklaapt, dit is ideaal voor kleinere ruimtes.

neXus 2

De neXus 2 is een lichtgewicht rollator en zeer stabiel. Dankzij het compacte "X" opvouwsysteem blijft de rollator zelfstandig staan wanneer deze is opgevouwen. In opgevouwen stand neemt de rollator weinig ruimte in.












neXus 1



neXus 2

Accessoires

	Dienblad Handig om lichte spullen op te leggen. (doorzichtig kunststof) Art. nr: 80702		Rugleuning Geeft steun aan de rug tijdens het zitten. Standaard inbegrepen.		Lampen set Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091
	Wandelstokhouder Handig als de wandelstok wordt meegenomen. Art. nr: 80703		Stoephulp Vergemakkelijkt het verplaatsen over hindernissen. Art. nr: 4878		Slot Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092
	Draadkorf Verkrijgbaar met een mand of zachte tas. Max. belasting: 4,5 kg. Art. nr: 4510		Stoffen tas Stoffen tas met handige zakken. Max. belasting: 4,5 kg. Art. nr: 8050105 (5 stuks).		Reflector set Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090

Let op: De neXus accessoires kit kan alleen gebruikt worden op de neXus 1 en 2 i.c.m. een klem. Art. nr. 90276

Technische specificaties

Omschrijving	Artikel nr.	Hoogte (min)	Hoogte (max)	Zithoogte	Breedte	Ruimte tussen handgrepen	Wielgrootte	Gewicht	Draagvermogen
neXus 1, Extra Laag	451518	74 cm	84 cm	47 cm	64 cm	45 cm	20 x 3 cm	6.8 kg	113,4 kg
neXus 1, Laag	451522	80 cm	90 cm	53 cm				6.8 kg	
neXus 1, Standaard	451524	88 cm	98 cm	61 cm				7.3kg	
neXus 2, Extra Laag	452018	71 cm	81 cm	45 cm	64 cm	45 cm	15 cm x 3 cm	5.9 kg	113,4 kg
neXus 2, Laag	452022	78 cm	88 cm	51 cm				5.9 kg	
neXus 2, Standaard	452024	85 cm	95 cm	58 cm				6.3 kg	

Carl-Oskar

De Carl-Oskar is een van de bekendste en meest verkochte rollators van Human Care, met uitmuntende stabiliteit. Het is een veilige en betrouwbare allround rollator, verkrijgbaar in vier verschillende breedtes en met een draagvermogen van 150 kg. Flexibiliteit is het belangrijkste kenmerk. Dit zorgt voor stabiliteit, zelfs op ruw of oneffen terrein.

De Carl-Oskar is ook eenvoudig te manoeuvreren en heeft ergonomische handgrepen voor een comfortabele en ergonomische grip. Inklappen is eenvoudig en de ingeklapte rollator blijft stevig en zelfstandig staan. De Carl-Oskar is ook verkrijgbaar in een extra stevige uitvoering met een maximaal draagvermogen van 275 kg.

Uitstekende stabiliteit

De grote stabiele wielen zorgen er voor dat de rollator gemakkelijk en stabiel blijft rijden op vrijwel ieder oppervlak. Het frame is flexibel en tevens zeer stabiel, ook op oneffen terrein. Dit maakt de rollator een van de meest veelzijdige rollators op de markt.

Gemakkelijk op te vouwen en op te slaan

De Carl-Oskar kan vanuit het midden zeer gemakkelijk opgevouwen worden en kan ingeklapt zelfstandig blijven staan. Wanneer de rollator is opgevouwen, neemt deze weinig ruimte in en kan gemakkelijk vervoerd worden.



Ergonomische handgrepen en gemakkelijk remmen

Om u de beste ergonomie te bieden, zorgen de handvatten voor een stabiele en comfortabele grip. Ze zijn ergonomisch en verdelen het gewicht gelijkmatig over de handvatten. De handvatten zijn afzonderlijk instelbaar, zodat de optimale positie ingesteld kan worden.

Technische specificaties

Beschrijving	Artikel nr.	Hoogte (min)	Hoogte (max)	Zithoogte	Breedte	Ruimte tussen handgrepen	Wielgrootte	Gewicht	Draagvermogen
Carl-Oskar 57cm	11150	77cm	95 cm	64 cm	57 cm	37 cm	30 x 5 cm	11.1 kg	150 kg
Carl-Oskar 62cm	11250				62 cm	42 cm		11.3 kg	
Carl-Oskar 67cm	11350				67 cm	47 cm		11.4 kg	
Carl-Oskar 72cm	11450				72 cm	52 cm		11.5 kg	
Carl-Oskar Luchtbanden, 57cm	11151	77cm	95 cm	64 cm	57 cm	37 cm	30 x 5 cm	11.1 kg	150 kg
Carl-Oskar Luchtbanden, 62cm	11251				62 cm	42 cm		11.3 kg	
Carl-Oskar Luchtbanden, 67cm	11351				67 cm	47 cm		11.4 kg	
Carl-Oskar Luchtbanden, 72cm	11451				72 cm	52 cm		11.5 kg	
Carl-Oskar Verstevigd, 62cm	61225	77cm	95 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 x 5 cm	13.2 kg	275 kg
Carl-Oskar Verstevigd, 67cm	61325				67 cm	47 cm		13.3 kg	
Carl-Oskar Verstevigd, 72cm	61425				72 cm	52 cm		13.4 kg	



Carl-Oskar verstevigd

Accessoires

	<p>Blad Handig om lichte spullen op te leggen. (doorzichtig kunststof) Art. nr: 57 cm modellen: 10651. Art. nr: ander modellen: 10602</p>		<p>Stoephulp Vergemakelijkt het verplaatsen over hindernissen. Art. nr: 10612</p>		<p>Lampen set Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091</p>
	<p>Vertragende rem Voorkomt dat de rollator te snel gaat en hiermee kan de loopsnelheid gedoseerd worden. Art. nr: 10620</p>		<p>Spatbord Beschermt benen en kleding. Verkocht per paar Art. nr:10608</p>		<p>Slot Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092</p>
	<p>Wandelstokhouder Handig als de wandelstok wordt meegenomen. Art. nr: 10603</p>		<p>Zuurstoffeshouder Zorgt voor stabiel vervoer van de zuurstoffles. Art. nr:10615</p>		<p>Reflector set Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090</p>
	<p>Eenhandige rem Zodat de gebruiker de rem met één hand kan bedienen. Art. nr:10652</p>		<p>Mand met handvat Mandje ideaal voor de boodschappen. Art. nr:10601</p>		<p>Tassen set Tassen set welke ideaal te gebruiken is voor opslag van de dagelijkse boodschappen. Art. nr. model 57 en 62: 91095. Artikel nr. model 67 en 72: 91096</p>
	<p>Rugsteun Geeft steun aan de rug tijdens het zitten. Art. nr: 57 cm, 62 cm and 67 cm modellen: 10621. Art. nr: 72cm model: 10655</p>		<p>Stoelhoes Zachte hoos waardoor het rusten nog comfortabeler wordt en extra warm is in de winter en koeleigenschappen in de zomer. Art. nr: 91093</p>		

Rebel

De hoogwaardige rollator Rebel is compact en gebruiksvriendelijk, voor zowel binnen- als buitenshuis. De Rebel is veilig en betrouwbaar, en verkrijgbaar in vier verschillende breedtes, zodat hij gebruikt kan worden bij diverse gebruikers. Met een draagvermogen van 140 kg is hij stabiel en eenvoudig te manoeuvreren, zelfs op ruw of oneffen terrein. De Rebel heeft comfortabele, ergonomische handgrepen voor een stabiele en comfortabele grip.

Inklappen is eenvoudig en de rollator blijft ingeklapt stevig en zelfstandig staan. De Rebel is ook verkrijgbaar in een extra stevige uitvoering met een maximaal draagvermogen van 250 kg.

Perfect voor zowel binnen- als buitenshuis

Voor thuisgebruik of onderweg, de Rebel is dé perfecte keuze. Zijn flexibele frame in combinatie met de stabiele wielen maken het mogelijk dat de rollator op ieder oppervlak soepel kan rijden.

Compact ontwerp

De Rebel is voorzien van een speciaal vouwsysteem die zelfstandig kan blijven staan als deze ingeklapt is, waardoor deze zeer gemakkelijk op te bergen of vervoeren is.



Ergonomische handgrepen en gemakkelijk remmen

Om u de beste ergonomie te bieden, zorgen de handvatten voor een stabiele en comfortabele grip. Ze zijn ergonomisch en verdelen het gewicht gelijkmatig over de handvatten. De handvatten zijn afzonderlijk instelbaar, zodat de optimale positie ingesteld kan worden.

Technische specificaties

Beschrijving	Artikel nr.	Hoogte (min)	Hoogte (max)	Zithoogte	Breedte	Ruimte tussen handgrepen	Wielgrootte	Gewicht	Draagvermogen
Rebel 57cm	22140	75 cm	930 mm	62 cm	57 cm	37 cm	20 x 4 cm	9.5 kg	140 kg
Rebel 62cm	22240				62 cm	42 cm		9.6 kg	
Rebel 67cm	22340				67 cm	47 cm		9.7 kg	
Rebel 72cm	22440				72 cm	52 cm		9.9 kg	
Rebel Laag, 57cm	22141	68 cm	860 mm	54 cm	57 cm	37 cm	20 x 4 cm	9.2 kg	140 kg
Rebel Laag, 62cm	22241				62 cm	42 cm		9.4 kg	
Rebel Laag, 67cm	22341				67 cm	47 cm		9.5 kg	
Rebel Laag, 72cm	22441				72 cm	52 cm		9.7 kg	
Rebel Versteigd, 62cm	71221	75 cm	930 mm	62 cm	62 cm	47 cm	20 x 4 cm	11.5 kg	250 kg
Rebel Versteigd, 67cm	71321				67 cm	52 cm		11.6 kg	
Rebel Versteigd, 72cm	71421				72 cm	52 cm		11.8 kg	



Rebel versterkt

Accessoires



Dienblad

Handig om lichte spullen op te leggen. Art. nr: voor 57 cm modellen: 10651, Art. nr: 62cm, 67cm en 72 cm modellen: 10602



Vertragende rem

Voorkomt dat de rollator te snel gaat en hiermee kan de loopsnelheid gedoseerd worden. Art. nr:10620



Wandelstokhouder

Handig als de wandelstok wordt meegenomen. Art. nr:10603



Eenhandige rem

Zodat de gebruiker de rem met één hand kan bedienen. Art. nr:10652



Rugsteun

Geeft steun aan de rug tijdens het zitten.. Art. nr: 57 cm, 62cm en 67 cm modellen: 10621. Art. nr: 72cm modellen: 10655



Stoephulp

Vergemakkelijkt het verplaatsen over hindernissen. Art. nr:10612



Zuurstoffleshouder

Zorgt voor stabiel vervoer van de zuurstoffles. Art. nr:10615



Mandje met handvat

Mandje ideaal voor de boodschappen. Art. nr:10601



Stoelhoes

Zachte hoes waardoor het rusten nog comfortabeler wordt en extra warm is in de winter en koeleigenschappen in de zomer. Art. nr: 91093



Lampen set

Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091



Slot

Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092




Reflector set

Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090



Tassen set

Tassen set welke ideaal te gebruiken is voor opslag van de dagelijkse boodschappen. Art. nr. model 57 en 62: 91095. Artikel nr. model 67 en 72: 91096



Parade

De Parade is ontworpen om eenvoudig te kunnen manoeuvreren, zelfs in kleine ruimtes. Ondanks het lichtgewicht frame is het toch een zeer stabiele rollator die veel waar voor uw geld biedt. Het maximale draagvermogen is 140 kg.









De Parade heeft ergonomische handgrepen voor een comfortabele en stabiele grip. Inklappen is eenvoudig en de rollator blijft ingeklapt stevig en zelfstandig staan.



Ontworpen voor eenvoudige wendbaarheid

De Parade is de perfecte keuze als men een lichtgewicht rollator zoekt. Het ontwerp zorgt voor een eenvoudige wendbaarheid, zelfs in de kleinste ruimtes. Ondanks het lichtgewicht frame is de Parade nog steeds stabiel, zelfs op ruw of oneffen terrein. De ergonomische handgrepen zorgen voor een comfortabele en stabiele houvast en kan gemakkelijk opgevouwen worden, waarna deze zelfstandig in positie blijft staan.

Accessories

	Dienblad Handig om lichte spullen op te leggen. Art. nr: 10664		Stoephulp Vergemakelijkt het verplaatsen over hindernissen. Art. nr: 10661		Slot Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092
	Wandelstokhouder Handig als de wandelstok wordt meegenomen. Art. nr: 10675		Mand met handvat Mandje ideaal voor de boodschappen. Art. nr: 10662		Reflector set Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090
	Rugsteun Geeft steun aan de rug tijdens het zitten. Art. nr: 10621		Lampen set Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091		

Technische specificaties

Beschrijving	Artikel nr.	Hoogte (min)	Hoogte (max)	Zithoogte	Breedte	Ruimte tussen handgrepen	Gewicht	Wielgrootte	Draagvermogen
Parade	85500	74 cm	95 cm	60 cm	59 cm	43 cm	8.8 kg	20 x 4 cm	140 kg

Fellow Series

Fellow Classic

De Fellow Classic is een veilige en betrouwbare rollator van hoge kwaliteit ideaal voor gebruik binnen- en buitenshuis. De rollator is verkrijgbaar in vijf modellen: standaard, laag, hoog, breed en smal. Met een draagvermogen van 150 kg is hij geschikt voor uiteenlopende gebruikers.

De unieke vorkconstructie van de Fellow Classic zorgt voor gemakkelijk manoeuvreren. De Fellow Classic heeft een gevoelig remsysteem dat ideaal is voor gebruikers met beperkte beweeglijkheid in de handen, en een gebruiksvriendelijk inklapsysteem.



Fellow Classic

Fellow Supreme

De Fellow Supreme combineert een ergonomisch ontwerp van hoge kwaliteit met een laag centraal zwaartepunt voor meer veiligheid en stabiliteit. Dankzij de handgrepen die op veel verschillende hoogtes kunnen worden afgesteld en het grote draagvermogen van 150 kg is deze rollator geschikt voor de meeste gebruikers.

De unieke vorkconstructie maakt de Fellow Supreme eenvoudig te manoeuvreren. Dankzij het gevoelige remsysteem is slechts minimale knijpkracht nodig, waardoor ook gebruikers met verminderde handfunctie de wielen gemakkelijk kunnen blokkeren. De Fellow Supreme is ook eenvoudig en met één hand in te klappen en blijft, eenmaal opgevouwen, zelfstandig staan.



Fellow Supreme

Ergonomisch verantwoord lopen

De naar voren gerichte handgrepen zorgen ervoor dat de gebruiker meer rechtop loopt, dit is goed voor de rug en schouders. De Fellow serie rollators zijn zeer gemakkelijk te manoeuvreren, daarnaast zorgen zij ook voor maximale stabiliteit. De flexibele zitting kan weg geklapt worden voor extra loopruimte.

Comfortabel en gemakkelijk in gebruik

Om u de beste ergonomie te bieden, zorgen de handgrepen voor een gelijkmatige gewichtsverdeling. Het zachte en gevoelige remsysteem maakt het mogelijk dat gebruikers met verminderde handfuncties de wielen eenvoudig vergrendeld.



Accessoires

	<p>Dienblad Handig om lichte spullen op te leggen.</p> <p>Art. nr: Fellow Classic: 08806 (Afbeelding 1)</p>		<p>Tas Bescherming tegen weer en inkijk. Art. nr: 08808. (Niet mogelijk op de Fellow Classic laag)</p>		<p>Lampen set Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091</p>
	<p>Art. nr Fellow Supreme: 10667 (Afbeelding 2)</p>		<p>Rugsteun Geeft steun aan de rug tijdens het zitten. Art. nr: 10668</p>		<p>Slot Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092</p>
	<p>Mand met handvat Mandje ideaal voor de boodschappen.</p> <p>Art. nr: Fellow Classic standaard: 08805. Fellow Classic laag: 88052.</p>		<p>Zuurstoffleshouder Art. nr: Fellow Classic: 08811.</p> <p>Art. nr Fellow Supreme: 10671</p>		<p>Reflector set Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090</p>
	<p>Fellow Classic smal, breed en hoog: 88052. (Afbeelding 1)</p> <p>Art. nr: Fellow Supreme: 10666 (Afbeelding 2)</p>		<p>IV-houder Aan het frame van de rollator vast te maken om IVzakken aan te hangen. Alleen voor Fellow Classic. Art. nr: 08814</p>		<p>Eenhandige rem Zodat de gebruiker de rem met één hand kan bedienen. Art. nr: Fellow Classic, rechts: 10677, links: 10678. Art. nr Fellow Supreme, rechts: 10669, links: 10676.</p>
	<p>Vertragende rem Voorkomt dat de rollator te snel gaat. Art. nr: rechts 88121, Art. nr: links: 88122. Art. nr: 10625 (set)</p>		<p>Riempje Ideaal voor het bevestigen van een krant of brillenkoker. Alleen voor Fellow Supreme. Art. nr 10679.</p>		
	<p>Wandelstokhouder Handig als de wandelstok wordt meegenomen. Art. nr: 10603</p>		<p>Stoephulp Vergemakelijkt het verplaatsen over hindernissen. Geïntegreerd in rollator voor Fellow Supreme. Art. nr: (Fellow Classic):10661</p>		

Technische specificaties

Beschrijving	Artikel nr.	Hoogte (min)	Hoogte (max)	Zithoogte	Breedte	Breedte tussen handgrepen	Wielgrootte	Gewicht	Dragvermogen
Fellow Classic Standaard	88009	77 cm	95 cm	59 cm	63 cm	44 cm	16 x 4 cm	8.0 kg	150 kg
Fellow Classic Laag	88109	68 cm	81 cm	51 cm	62 cm	44 cm		7.7 kg	130 kg
Fellow Classic Breed	88309	77 cm	95 cm	60 cm	69 cm	50 cm		8.7 kg	150 kg
Fellow Classic Smal	88509	77 cm	95 cm	60 cm	60 cm	44 cm		8.1 kg	130 kg
Fellow Classic Hoog	88609	82 cm	100 cm	64 cm	63 cm	44 cm		8.1 kg	130 kg
Fellow Supreme	85400	73 cm	100 cm	590 mm	630 mm	440 mm	20 x 4 cm	8.0 kg	150 kg

RA- Rollators

Carl-Oskar RA

De Carl-Oskar RA is ontworpen voor gebruikers die extra ondersteuning nodig hebben of het moeilijk vinden om te manoeuvreren met een gewone rollator. Ideaal voor gebruikers die herstellende zijn van een beroerte. Dankzij de aparte onderarmschalen en grote wielen die het lopen op oneffen terrein gemakkelijk maken. De handgrepen zijn op veel verschillende hoogtes instelbaar en de hoek van de schalen kan ook worden versteld, zodat een comfortabele houding aangenomen kan worden. De Carl-Oskar RA beschikt over veel optionele accessoires en kan worden ingeklapt om transport te vergemakkelijken.



Rebel RA

De Rebel RA is een veilige en betrouwbare rollator met aparte onderarmschalen. Dit is de ideale rollator voor pijngevoelige gebruikers die lijden aan reuma, Parkinson of een van de vele andere neurologische aandoeningen. De Rebel RA biedt de benodigde extra ondersteuning voor mensen die moeite hebben met het manoeuvreren van een gewone rollator, en de unieke voorvorkconstructie en wielen staan garant voor gemakkelijk en soepel lopen. De Rebel RA kan zowel binnen- als buitenshuis worden gebruikt.














Staffan RA

Staffan RA is een zeer wendbare rollator voor gebruik binnenshuis. Deze rollator is slechts 59 cm breed, wat zelfs bewegen in kleine ruimtes eenvoudig maakt. Staffan RA heeft ook verstelbare onderarmschalen die de gebruiker een stevige en ergonomische grip bieden. Staffan RA heeft een vast achterwiel met een rem voor meer stabiliteit en zekerheid. Hij heeft een maximale hoogte van 128 cm (Staffan hoog) en kan worden ingeklapt om transport te vergemakkelijken.





Accessoires

	<p>Dienblad Handig om lichte spullen op te leggen. Art. nr: 10601. Niet i.c.m. Staffan RA.</p>		<p>Stoepehulp Vergemakelijkt het verplaatsen over hindernissen. Art. nr: Carl-Oskar RA, Rebel RA: 10612. Niet i.c.m. Staffan RA.</p>		<p>Lampen set Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091</p>
	<p>Vertragende rem Art. nr: Carl-Oskar RA, Rebel RA: 10620. Niet i.c.m. Staffan RA.</p>		<p>Spatbord Beschermt benen en kleding. Verkocht per paar Art. nr:10608. Niet i.c.m. Rebel RA en Staffan RA.</p>		<p>Slot Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092</p>
	<p>Wandelstokhouder Handig als de wandelstok wordt meegenomen. Art. nr: Carl-Oskar RA, Rebel RA: 10603. Art. nr: Staffan RA: 40603</p>		<p>Zuurstoffleshouder Zorgt voor stabiel vervoer van de zuurstoffles. Art. nr:10615 (Staffan RA: 40605).</p>		<p>Reflector set Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090</p>
	<p>Eenhandige rem Art. nr: Carl-Oskar RA, Rebel RA, Staffan RA laag: 10653. Staffan RA, high: 10654</p>		<p>Mandje met handvat Mandje ideaal voor de boodschappen. Art. nr:10601 (Staffan RA: 40601).</p>		

Technische specificaties

Beschrijving	Artikel nr.	Hoogte (min)	Hoogte (max)	Breedte	Wielgrootte	Gewicht	Gebruikersgewicht
Carl-Oskar RA, Laag 67cm	12315	95 cm	113 cm	67 cm	30 x 5 cm	13.0 kg	125 kg
Carl-Oskar RA, Standaard 67cm	12325	107 cm	126 cm	67 cm		13.2 kg	
Carl-Oskar RA, Laag 72 cm	12415	95 cm	113 cm	72 cm		13.1 kg	
Carl-Oskar RA, Standaard 72cm	12425	107 cm	126 cm	72 cm		13.3 kg	
Rebel RA, Laag 67cm	22311	86 cm	104 cm	67cm	20 x 4 cm	11.3 kg	125 kg
Rebel RA, Standaard 67cm	22321	104 cm	122 cm			11.5 kg	
Rebel RA, Laag 72 cm	22411	86 cm	104 cm			11.4 kg	
Rebel RA, Standaard 72 cm	22421	104 cm	122 cm			11.6 kg	
Staffan RA, Laag 59cm	42221	86 cm	108 cm	59 cm	20 x 4 cm	10.3 kg	90 kg
Staffan RA, Hoog 59cm	42231	107 cm	128 cm			10.6 kg	

Trolley Walkers

Carl-Oskar Trolley Walker

Met een brede, comfortabele steunafel voor de onderarmen is de Carl-Oskar TW een goede hulp voor gebruikers die nog meer ondersteuning nodig hebben dan met een standaard RA-rollator. Deze onderarmtafel zorgt ervoor dat pijngevoelige patiënten hun onderarmen comfortabel kunnen laten rusten, terwijl de voorwaarts gerichte remgrepen bevorderlijk zijn voor een goede houding.



Rebel Trolley Walker

De Rebel TW is een veilige en betrouwbare rollator met steunblad. Deze rollator is ontworpen voor gebruikers die extra ondersteuning nodig hebben of het moeilijk vinden om te manoeuvreren met een gewone rollator. Unieke voorvorkconstructie en wielen met kogellagers zorgen voor zeer goede wendbaarheid, een eerste vereiste voor pijngevoelige gebruikers. De Rebel TW kan zowel binnen- als buitenshuis worden gebruikt.



Staffan Trolley Walker

Deze zeer wendbare rollator met een breedte van in totaal slechts 62 cm is bedoeld voor gebruik binnenshuis. De Staffan TW is verkrijgbaar in twee hoogtes en is eenvoudig in te klappen voor transport of opslag. De vaste achterwielen met rem geven extra stabiliteit, terwijl het brede, stevige tafelblad met verhoogde steun aan de zijden zorgt voor meer comfort en veiligheid.














Svea Trolley Walker

Deze robuuste en veilige hydraulische rollator heeft een gasveer die schokken absorbeert tijdens het lopen. De Svea TW combineert maximale verlichting van de draaglast met wendbaarheid, en is verkrijgbaar in twee breedtes en twee hoogtes. Er is ook een extra evenwichtswieltje verkrijgbaar voor extra stabiliteit. De Svea TW wordt aanbevolen voor gebruik binnenshuis.



Accessories

	<p>Dienblad Handig om lichte spullen op te leggen. Art. nr: Carl-Oskar TW, Rebel TW: 10601. Niet voor Staffan TW of Svea TW.</p>		<p>Stoephulp Vergemakelijkt het verplaatsen over hindernissen. Art. nr: 10612. Niet i.c.m. Staffan TW en Svea TW.</p>		<p>Lampen set Zo zie je meer in het donker en ben jij & je rollator beter zichtbaar. Art. nr.: 91091</p>
	<p>Vertrager (sleeprem) Art. nr: Carl-Oskar TW, Rebel TW: 10620. Niet voor Staffan TW of Svea TW.</p>		<p>Spatbord Beschermt benen en kleding. Verkocht per paar. Art. nr:10608. Alleen i.c.m. Carl-Oskar TW.</p>		<p>Slot Voor extra veiligheid wanneer de rollator onbeheerd wordt achtergelaten. Inclusief 2 sleutels. Art. nr.: 91092</p>
	<p>Wandelstokhouder Handig als de wandelstok wordt meegenomen. Art. nr: 10603 [Staffan TW: 40603]. Niet i.c.m. Svea TW.</p>		<p>Zuurstoffeshouder Zorgt voor stabiel vervoer van de zuurstoffles. Art. nr:10615 [Staffan 40605]. Niet i.c.m. Svea TW.</p>		<p>Reflector set Hiermee is je rollator beter zichtbaar voor anderen. Zorgt voor extra veiligheid. Art. nr.: 91090</p>
	<p>Eenhandige rem Zodat de gebruiker de rem met één hand kan bedienen. Art. nr: Staffan TW, hoog: 10654. Overige modellen: 10653.</p>		<p>Mand met handvat Mandje ideaal voor de boodschappen. Art. nr:10601 [Staffan TW 40603]</p>		

Technische specificaties

Gebruikersgewicht	Artikel nr.	Hoogte (min)	Hoogte (max)	Breedte	Wielgrootte	Gewicht	Draagvermogen
Carl-Oskar TW, Laag 67 cm	13315	95 cm	113 cm	67 cm	30 x 5 cm	14.5 kg	125 kg
Carl-Oskar TW, Normaal 67cm	13325	107 cm	126 cm	67 cm		14.7 kg	
Carl-Oskar TW, Laag 72 cm	13415	95 cm	113 cm	72 cm		14.6 kg	
Carl-Oskar TW, Normaal 72cm	13425	107 cm	126 cm	72 cm		14.8 kg	
Rebel TW, Laag 67cm	23311	86 cm	104 cm	67 cm	20 x 4 cm	12.8 kg	125 kg
Rebel TW, Normaal 67cm	23321	104 cm	122 cm	67 cm		13.0 kg	
Rebel TW, Laag 72 cm	23411	86 cm	104 cm	72 cm		12.9 kg	
Rebel TW, Normaal 72 cm:	23421	104 cm	122 cm	72 cm		13.1 kg	
Staffan TW, Laag 62cm	43221	86 cm	108 cm	62 cm	20 x 4 cm	11.7 kg	90 kg
Staffan TW, Hoog 62cm	43231	107 cm	128 cm			11.9 kg	
Svea TW Laag 59 cm	53211	82 cm	107 cm	59 cm	20 x 4 cm	14.9 kg	150 kg
Svea TW Normaal 59 cm	53221	101 cm	126 cm	59 cm		15.1 kg	
Svea TW Laag 68 cm	53411	82 cm	107 cm	68 cm		15.1 kg	
Svea TW Normaal 68 cm	53421	101 cm	126 cm	68 cm		15.3 kg	

Hoe kies ik de juiste rollator?

Houd rekening met het volgende vóór de aankoop van een rollator:

1. Welke rollator moet ik gebruiken?

Er zijn rollators die geschikt zijn voor iedere omgeving en er zijn andere die meer geschikt zijn voor binnenshuis gebruik. Indien u uw rollator buitenshuis of op oneven terrein gebruikt, kies dan een rollator met grote en stabiele wielen. Als er voornamelijk binnenshuis gebruik wordt gemaakt, dan zorgen kleinere wielen voor een aangename wendbaarheid. Indien u veel reist, houd dan rekening met het gewicht en de mogelijkheid tot het inklappen van de rollator.

2. Welke maat moet het worden?

De zitting moet comfortabel aanvoelen en er moet voldoende ruimte zitten tussen de beide handgrepen, zodat u zich hier niet tussen hoeft te wringen. Let goed op de breedte van de rollator, zodat deze door de deuropening past. Een rollator die deels of geheel ingeklapt kan worden tijdens het lopen is zeer geschikt voor smalle deuropeningen. Wanneer u op de rollator zit moeten de voeten en benen een comfortabele houding aannemen.

3. Hoe kies ik het juiste handvat?

Met zwakke of pijnlijke handen of polsen, zullen anatomisch gevormde handgrepen het gewicht verdelen over een groter gebied van de handpalm. Dit zorgt voor meer zekerheid en maakt het gebruik van de rem veel gemakkelijker.

4. Hoe stel ik de juiste handvat hoogte in?

Wanneer u rechtop staat, zult u de handvatten vast moeten pakken en de ellebogen moeten licht gebogen zijn (ongeveer 20 tot 30 graden).

5. Welke wielen zijn het meest geschikt?

Grote wielen zijn geschikt voor oneffen ondergrond terwijl er voor binnenshuis beter gekozen kan worden voor kleine wielen.


6. Welke accessoires heb ik nodig?

Wij bieden een ruim assortiment aan accessoires om de rollator zo individueel mogelijk te maken. Van diepe manden die ideaal zijn voor boodschappen tot een stoffen tas die kan blijven zitten bij het inklappen van de rollator, van stokkenhouders tot dienbladen – al onze accessoires maken het dagelijks gebruik van de rollator gemakkelijker en leuker!





De afmeting bepalen



Meet de hoogte van het handvat

Om de hoogte van het handvat te bepalen, moet u rechtop gaan staan met uw schoenen aan. Buig uw armen in een hoek van 20 tot 30 graden. Laat iemand de maat opmeten van uw pols tot aan de grond. Deze afmeting moet ongeveer de hoogte zijn van de handvatten.



Meet de zithoogte

Neem plaats in een comfortabele stoel waaruit u gemakkelijk op kunt staan. Meet de afstand van de grond tot aan de zithoogte en dit zal ongeveer de zithoogte moeten zijn van de rollator.



Meet de deuropening

Zoek de smalst mogelijk opening waar u doorheen moet. Meestal is dit een deuropening of een hal. Houd altijd rekening met het breedste punt van de rollator. Een rollator die gedeeltelijk inklapbaar is kan vaak door smallere ruimtes.



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.

AUSTRALIA

Unit 4, 49 Bertie Street
Port Melbourne, VIC 3207
Phone : +61 1300 132 736
Fax : + 61 (03) 9645 4954
info.au@humancaregroup.com

CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: 613.723.6734
Fax: 613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171
Fax: 0577-412170
info.nl@humancaregroup.com

UNITED STATES

8006 Cameron Street, Suite K
Austin, TX 78754 USA
Phone: 512.476.7199
Fax: 512.476.7190
info.us@humancaregroup.com