



Degelijk
Betrouwbaar
Compact
Veelzijdig



De Rebel is een compacte rollator, die ideaal is voor binnen en buiten. Het reactieve frame is stabiel, maar u kunt het toch makkelijk manoeuvreren. De Rebel heeft ergonomische handgrepen die verstelbaar zijn, zodat de eindgebruiker een optimale positie voor zijn/haar handen kan vinden. De rollator heeft een makkelijk verticaal opklapsysteem, zodat bukken niet nodig is en het eenvoudig is te transporteren.



Rebel - verstevigd met mand en rugriem

Perfect voor binnen of buiten

Of u nu thuis of onderweg bent, de Rebel is de perfecte keuze. Het reactieve frame in combinatie met stabiele wielen zorgen ervoor dat de rollator soepel voortbeweegt over vrijwel elk oppervlak. De Rebel is verkrijgbaar in een groot aantal breedtes, zodat deze veelzijdige rollator vrijwel overal gebruikt kan worden. Het versterkte model voor de wat zwaardere eindgebruiker is geschikt voor een belasting van 250 kg.

compacte formaat en het opklapsysteem maken het een ideale optie voor transport en reizen. De Rebel, die hier wordt getoond met mand en rugriem¹, beschikt over een volledig assortiment accessoires om aan de uiteenlopende behoeften van elke individuele eindgebruiker te voldoen.



Rebel - verstevigd met rugriem

Eenvoudig opklapsysteem

De Rebel kan makkelijk worden opgeklapt met een handige handgreep die in de zitting is geïntegreerd. Ook in opgeklapte positie blijft de rollator zelfstandig staan. Het

Ergonomische handgrepen

Voor de beste ergonomie hebben de handgrepen zo veel grip en comfort dat het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld. Daarnaast zijn de hoek en de hoogte van de handgrepen van de Rebel verstelbaar, zodat voor elke eindgebruiker een optimale handpositie gevonden kan worden.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Telefoon: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Telefoon: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Telefoon: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Telefoon: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Dienblad
Handig om lichte spullen op te zetten. Maximale belasting 2 kg. Artikelnr. 10602



Infuuspaalhouder
Deze infuusstandaard kan eenvoudig aan de Rebel bevestigd worden. De infuuspaal heeft twee haken aan de bovenzijde voor het eenvoudig plaatsen van infuuszakjes. Artikelnr. 92907



Rugsteun en mand
Rugsteun Artikelnr. 10621, 10655 (voor 72 cm) Mand Artikelnr. 10601



Vertragingssrem
Voorkomt dat de rollator te snel beweegt en maakt een gecontroleerde loopsnelheid voor de eindgebruiker mogelijk. Artikelnr. 10620



Duwhandel
Met deze duwhandel kan de gebruiker de handen voor het lichaam houden in plaats van aan de zijanten. Bij dit product wordt tevens een éénhandsrem geleverd die op de duwstang gemonteerd wordt. Artikelnr. 70844



Tassenset
Eén kleine (5 kg capaciteit) en één grote tas (10 kg capaciteit). Artikelnr. 91095 (voor 62 cm), 91096




Wandelstokhouder
Handig om een wandelstok of paraplu mee te nemen. Artikelnr. 10603



Eenhandige rem
Hiermee kan de eindgebruiker de handbediende functies met één hand bedienen (links of rechts). Moet speciaal worden besteld. Artikelnr. 10652



Verlichting
Verlicht uw weg tijdens het lopen. Artikelnr. 91091



Zuurstoffeshouder
Houdt de zuurstoffles stevig op zijn plaats. Artikelnr. 10615



Zitkussen
State-of-the-art technologie houdt het kussen koel in de zomer en warm in de winter. Artikelnr. 91093



Spatscherm
Beschermt benen en kleding. Artikelnr. 10608

Technische specificaties

| Omschrijving | Artikelnummer | Min. Hoogte hendel | Max. Hoogte hendel | Zithoogte | Totale breedte | Breedte tussen handgrepen | Wielen | Gewicht product | Maximum gewicht eindgebruiker |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Rebel 57 | 22140 | 75 cm | 93 cm | 62 cm | 57 cm | 37 cm | 20 x 4 cm | 9.5 kg | 140 kg |
| Rebel 62 | 22240 | 75 cm | 93 cm | 62 cm | 62 cm | 42 cm | 20 x 4 cm | 9.6 kg | 140 kg |
| Rebel 67 | 22340 | 75 cm | 93 cm | 62 cm | 67 cm | 47 cm | 20 x 4 cm | 9.7 kg | 140 kg |
| Rebel 72 | 22440 | 75 cm | 93 cm | 62 cm | 72 cm | 52 cm | 20 x 4 cm | 9.9 kg | 140 kg |
| Rebel laag 57 | 22141 | 68 cm | 86 cm | 54 cm | 57 cm | 37 cm | 20 x 4 cm | 9.2 kg | 140 kg |
| Rebel laag 62 | 22241 | 68 cm | 86 cm | 54 cm | 62 cm | 42 cm | 20 x 4 cm | 9.4 kg | 140 kg |
| Rebel laag 67 | 22341 | 68 cm | 86 cm | 54 cm | 67 cm | 47 cm | 20 x 4 cm | 9.5 kg | 140 kg |
| Rebel laag 72 | 22441 | 68 cm | 86 cm | 54 cm | 72 cm | 52 cm | 20 x 4 cm | 9.7 kg | 140 kg |
| Rebel versterkt 62 | 71221 | 75 cm | 93 cm | 62 cm | 62 cm | 42 cm | 20 x 4 cm | 11.5 kg | 250 kg |
| Rebel versterkt 67 | 71321 | 75 cm | 93 cm | 62 cm | 67 cm | 47 cm | 20 x 4 cm | 11.6 kg | 250 kg |
| Rebel versterkt 72 | 71421 | 75 cm | 93 cm | 62 cm | 72 cm | 52 cm | 20 x 4 cm | 11.8 kg | 250 kg |
| Rebel hoog 57 cm | 22144 | 80 cm | 98 cm | 62 cm | 57 cm | 37 cm | 20 x 4 cm | 9.5 kg | 140 kg |
| Rebel hoog 62 cm | 22244 | 80 cm | 98 cm | 62 cm | 62 cm | 42 cm | 20 x 4 cm | 9.6 kg | 140 kg |
| Rebel hoog 67 cm | 22344 | 82 cm | 100 cm | 62 cm | 67 cm | 47 cm | 20 x 4 cm | 9.7 kg | 140 kg |
| Rebel hoog 72 cm | 22444 | 82 cm | 100 cm | 62 cm | 72 cm | 52 cm | 20 x 4 cm | 9.9 kg | 140 kg |