

Comfort Sling & Comfort Sling High

Verblijfsband

Zonder beenslips

Comfortabel



Onze Comfort Slings zijn zachte tilbanden zonder aanpassingen of handgrepen die zich gemakkelijk vormt naar het lichaam van de cliënt. De tilband is ontworpen om de patient een comfortabel en veilig gevoel te geven. De tilband is een verblijfsband zonder beenslips, die het gewicht gelijkmatig verdeelt om de druk te verminderen.

Unieke stof

Onze Comfort Slings zijn gemaakt van het unieke materiaal: Soft Air Mesh. De tilband kan na de transfer tijdelijk achtergelaten worden bij de cliënt, de zachte stof brengt geen schade aan de huid, hiermee zijn de tilbanden uiterst geschikt als verblijfsbanden. Tevens zijn de Comfort Slings geschikt voor cliënten die behoeften hebben aan extra ondersteuning bij het hoofd.

Uniek materiaal

Onze Comfort Slings zijn zachte tilbanden zonder aanpassingen of handgrepen die zich gemakkelijk vormen naar het lichaam van de cliënt. De tilbanden zijn ontworpen om de cliënt een comfortabel en veilig gevoel te geven. Onze Comfort Slings zijn verkrijgbaar in een medium rug en een

hoge rug die extra hoofdsteen bieden. Beide tilbanden zijn geschikt als verblijfsbanden.

Kwaliteit

Onze tilbanden zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Ze beschikken over stevige banden en zeer sterke nylon randen rondom de tilband, dit maakt de tilbanden sterk genoeg voor actief gebruik.



Loophulpmiddelen



Medische Bedden



Til-oplossingen



Hygiëne



Transferstoelen

Accessoires



Verlenglusen

Gebruikt om de banden te verlengen om de positie van de cliënt te veranderen of om het been van de cliënt vast te houden.

Artikelnummer: 21180*



Beenvulling en -steunen

Ideaal voor gebruikers met gevoelige huid of pijn. Beenvulling: Artikelnummer: 21146-S, M, L. Versterkte steunen in één maat: Artikelnummer: 25102



Gestoffeerde hoes

Bescherm de gebruiker. Niet geschikt voor gebruik in een natte omgeving. Artikelnummer: 50866



Jukken voor 2-, 3- of 4-punts bevestiging

Artikelnummer: 57551, 55764 (2- of 3-punts juk), 55619: (4-punts juk)

Gebruik




Tillen van/naar het bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.




Van en naar een stoel

Geschikt voor het transfeeren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tillen vanaf de vloer


Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Douchen


Polyester Net materiaal is geschikt voor natte omgeving.

Kenmerken



Soft Air Mesh

Geweldig drukverlichtend effect. De druk is goed verdeeld binnen de 3D-structuur van de stof. Voorkomt en beschermt.



Verzorgingsinstructies

Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.

Technische specificaties

Artikelnummer		Maat	Kleur	Art nr: 25064			Art nr: 25069			
				A	B	C	A	B	C	
Comfort Sling	Comfort Sing High									
25064-JM	25069-JM	Junior Medium	JM	76cm / 30"	73cm / 28.7"	90cm / 35.4"	76cm / 30"	73cm / 28.7"	111cm / 43.7"	
25064-S	25069-S	Small	S	76cm / 30"	80cm / 31.5"	100cm / 39.3"	76cm / 30"	80cm / 31.5"	122cm / 48"	
25064-M	25069-M	Medium	M	86cm / 33.9"	90cm / 35.4"	110cm / 43.3"	86cm / 33.9"	90cm / 35.4"	134cm / 52.8"	
25064-L	25069-L	Large	L	96cm / 37.8"	105cm / 41.3"	116cm / 45.7"	96cm / 37.8"	105cm / 41.3"	139cm / 54.7"	
25064-XL	25069-XL	Extra Large	XL	106cm / 41.7"	118cm / 46.5"	120cm / 47.2"	106cm / 41.7"	118cm / 46.5"	145cm / 57.1"	
Maximum User Weight		300kg / 660 lb								

* Verkrijgbaar in verschillende lengtes: 10 cm [21180-10], 15 cm [21180-15], 20 cm [21180-20], 25 cm [21180-25], 35 cm [21180-35]



*Wij bieden bewegingsvrijheid
en uitstekende kwaliteit van zorg.*

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com