



De Carl-Oskar is de perfecte rollator voor de actieve gebruiker. Het duurzame frame is gemakkelijk te manoeuvreren en is voorzien van ergonomische handvatten voor een comfortabele grip. Met extra grote wielen is het de perfecte rollator voor die buitenactiviteiten, zelfs tijdens wanneer er sneeuw ligt.

Uitstekende stabiliteit

De Carl-Oskar is wereldwijd een van de bekendste en meest verkochte rollators van Human Care. Hij is veilig en betrouwbaar en beschikt over extra grote wielen van 30 cm waardoor de rollator zeer gemakkelijk kan rollen en toch stabiel blijft op vrijwel elke ondergrond. De Carl-Oskar is de ideale keuze voor landelijke gebieden, zelfs op besneeuwde ondergrond.

Unieke handvatten

De Carl-Oskar is voorzien van unieke, onder een hoek verstelbare handvatten waarmee eindgebruiker de optimale handvatpositie kan vinden voor comfort en stabiliteit. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een

gelijkmatige verdeling van het gewicht en een stabiele grip. De Carl-Oskar kan ook worden uitgerust met een eenhandige rem, zodat een eindgebruiker de handfuncties aan de linker- of rechterkant kan bedienen.

Versterkt als optie

De Carl-Oskar is verkrijgbaar in verschillende breedtes zodat vrijwel elke eindgebruiker een passend model kan vinden. De versterkte modellen voor bariatrische gebruikers hebben een draagvermogen van 275 kg. Alle modellen worden geleverd met een volledig assortiment accessoires om aan de meeste behoeften te voldoen en kunnen gemakkelijk worden opgevouwen voor opslag of transport.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com


HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES


8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessoires/Kenmerken



Dienblad

Handig om lichte voorwerpen op te zetten. Maximale belasting 2 kg. Art. nr. 10651



Spatscherm

Beschermt benen en kleding. Art. nr. 10608



Kruishandgreep

Kruishandgreep met meegeleverde eenhandige rem. Alleen voor Carl-Oskar 62. Art.nr. 70844



Vertragsrem

Vorkomt dat de rollator te snel beweegt en maakt een gecontroleerde loopsnelheid voor de gebruiker mogelijk. Artikelnr.: 10624




Verlichting

Biedt verlichting tijdens het lopen. Art. nr. 91091



Veiligheidsslot

Flex-snoer dat de rollator beschermt tegen diefstal als er geen toezicht op wordt gehouden. Art. nr. 91092



Wandelstokhouder

Eenvoudig vervoeren van een wandelstok of paraplu. Art. nr. 10603




Eenhandige rem

Hiermee kan de gebruiker met één hand functies bedienen (links of rechts gemonteerd). Speciale bestelling item. Art. nr. 10652



Tassenset

Inclusief één kleine (5 kg) en één grote tas (10 kg). Art. nr. 91095 (voor 62 cm), 91096



Zuurstoffleshouder

Houdt de zuurstoffles stevig op zijn plaats. Art. nr. 10615



Zitkussen

State-of-the-art technologie houdt het kussen koel in de zomer en warm in de winter. Art. nr. 91093



Achterriem en mand

Rugsteun art. nr. 10621, 10655 (voor 72 cm) Mand art. nr. 10601

Technische specificaties

| Beschrijving | Art. nr.: | Breedte tussen handgrepen | Totale breedte | Afstand tussen achterwielen | Gewicht product | Beschrijving (alle modellen) | |
|---------------|---|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Carl-Oskar 57 | 11150 11151 (Luchtbanden) | 37 cm | 57 cm | 50,8 cm | 11,1 kg | Hoogte hendel (min-max) | 77cm - 95cm |
| Carl-Oskar 62 | 11250 11251 (Luchtbanden) 61225 (Versterkt) | 42 cm | 62 cm | 50,8 cm | 11,3 kg 11,3 kg 13,2 kg | Zithoogte | 64 cm |
| Carl-Oskar 67 | 11350 11351 (Luchtbanden) 61325 (Versterkt) | 47 cm | 67 cm | 52,1 cm | 11,4 kg 11,4 kg 13,3 kg | Wielafmeting | 30 cm x 5 cm |
| Carl-Oskar 72 | 11450 11451 (Luchtbanden) 61425 (Versterkt) | 52 cm | 72 cm | 52,1 cm | 11,5 kg 11,5 kg 13,4 kg | Grootte zitting | 31,8 cm x 17,8 cm |
| | | | | | | Diepte wanneer ingeklapt | 26 cm |
| | | | | | | Maximumgewicht eindgebruiker | Normaal 150 kg Versterkt 275kg |