



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Medische bedden

Introductie

Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vormen van het leven voor alle gebruikers.

Human Care is in 1993 opgericht en heeft sindsdien een eervolle reputatie op het gebied van patiëntenzorg opgebouwd. Onze 20 jaar ervaring komt tot uiting in een breed assortiment van eersteklas producten, waarmee we hoge klantwaarde bieden en tegemoet kunnen komen aan alle wensen van onze klanten. Onze belangrijkste productgebieden zijn: Mobiliteitshulpmiddelen, liftoplossingen, medische bedden, multifunctionele behandel- en transportstoelen en veiligheidsproducten voor de badkamer voor mensen met verminderde mobiliteit.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden en onze dochterbedrijven bevinden zich in de VS, Canada, Groot Brittannië en Australië. Daarnaast werken wij samen met distributeurs in meer dan 20 andere landen. Veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid komen bij ons vóór alles. Onze inspanningen zijn permanent gericht op de bewaking en verbetering van de hoogste kwaliteit in al onze producten. Met onze producten leveren wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.

Welkom bij Human Care.



Inhoud

Medische bedden	Pagina
Minder letsel door vallen	4
Zorg en kwaliteit	5
FloorLine- <i>i</i> Plus	7
FloorLine- <i>i</i>	8
FloorLine LTC	9
Accessoires	10

Your Life. Your Way.

Dat is wat wij mensen met verminderde mobiliteit al meer dan 20 jaar bieden. Uw leven. Uw manier. Onze focus is simpel. Wij werken voor onze gebruikers. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vormen van het leven van de mensen die ze nodig hebben. Het is onze drijfveer en onze motivatie om daaraan te voldoen. Het is onze missie om de kwaliteit van de zorg voor mensen met specifieke behoeften te verbeteren. Te worden verzorgd door een ander, de zorg letterlijk in handen geven van een ander, is een bijzondere situatie.

Daar is vertrouwen, respect, tact en zeker ook veiligheid voor nodig. Voor de gebruiker én de verzorger. Onze oplossingen bieden betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en innovatie. Wij bieden geavanceerde producten voor zowel gebruikers als verzorgers, met lage onderhoudsvereisten en efficiënte installatieprocedures. Met onze producten leveren wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.

Bedden op vloerniveau verlagen het risico op letsel door vallen*

10 cm. Dat is het verschil tussen uit bed “vallen” of “rollen”! Zo'n geringe afstand, en toch zo'n groot verschil tussen een langdurig verblijf in het ziekenhuis en hoge kosten, of het vermijden daarvan. Ons assortiment medische bedden is bedoeld om letsel door vallen te verminderen, en brengt uitstekende zorg binnen handbereik.*

Waardigheid. Door op vloerniveau te handelen wordt de inzet van vrijheidsbeperkende hulpmiddelen geminimaliseerd, wat de waardigheid in de zorg enorm vergroot. Je zou het 'waardigheid' kunnen noemen. Wij kiezen ervoor om het gewoon 'zorg' te noemen. Menselijke zorg.

Valongelukken veroorzaken pijn, en kosten


Het vallen van patiënten wordt algemeen gezien als een substantieel risico in de gezondheidszorg. En een duur risico. Pijn, kosten, complicaties, langere hersteltijd in het ziekenhuis, of zelfs overlijden; dat kunnen zomaar de trieste gevolgen zijn van uit bed vallen.

* Barker A., Kamar J., Tyndall T. and Hill K. (2013) Reducing serious fall-related injuries in acute hospitals: are low-low beds a critical success factor? Journal of Advanced Nursing 69 112-121

Het risico van vallen. Patiënten die de kans lopen om uit bed te vallen kunnen zich niet beschermen tegen de impact van een val als het bed maar tot een hoogte van 20 cm omlaag kan worden gebracht. Deze afstand tot de vloer lijkt misschien gering en ongevaarlijk, maar kan toch leiden tot ernstige verwondingen.

Letsel door vallen voorkomen. Bij een bed op vloerniveau met een minimale hoogte van minder dan 10 cm, is het gat tussen het bed en de vloer zo klein dat er geen sprake is van een gevaarlijke valafstand. Zo neemt de kans op letsel door uit bed vallen af, en heeft de gebruiker meer veiligheid én waardigheid. Onze hoogwaardige bedden, met alle geavanceerde functies die je vandaag de dag mag verwachten van toonaangevende medische hulpmiddelen, verminderen het risico op letsel bij patiënten doordat ze uit bed vallen tot een ongekend minimum.

De werkhouding verbeteren. Een uitdaging in de gezondheidszorg van dit moment is de werkhouding van verzorgers. Om dit probleem op te lossen, kunnen bedden op vloerniveau omhoog worden gebracht naar 80 centimeter; een optimale werkhoogte die het risico op rugklachten bij verzorgers vermindert.



” We zetten ons in voor betere zorgkwaliteit en meer bewegingsvrijheid voor mensen met specifieke behoeften. Dat is onze missie. ”

Zorg en kwaliteit

Een gebruiker van een product van Human Care kan rekenen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Altijd. En overal. De reden hierachter is ons vergaande streven naar kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid. Ten eerste zijn onze producten ontworpen en vervaardigd volgens de vereisten van alle relevante ISO- en EN-normen.

Ten tweede krijgt elk afzonderlijk product alle benodigde aandacht in elk stadium van de ontwerpfase. Ten derde werkt ons ontwerpteam tijdens de ontwikkeling van onze producten samen met internationaal leidende fysiotherapeuten, om de allernieuwste producten te creëren die allemaal uiteindelijk hetzelfde gemeenschappelijke doel dienen: voordeel en plezier voor hun gebruikers. Zodat ze hun leven kunnen leiden op een zo prettig mogelijke manier. Op hun manier.

” Tien centimeter is het verschil tussen uit bed vallen of rollen. Deze tien centimeters voorkomen langdurig verblijf in het ziekenhuis en directe kosten. ”



De bedden FloorLine-i Plus, FloorLine-i en FloorLine LTC van Human Care zijn elektrische bedden op vloerniveau die helemaal omhoog kunnen worden gebracht tot de optimale hoogte van 10 cm, gemeten vanaf de bovenkant van de matrasbodem.

A close-up photograph of an elderly man with white hair and wrinkles, lying in a hospital bed. He is wearing a light blue hospital gown. A clear IV drip chamber with a blue connector is attached to his chest, with a clear tube leading upwards. The background shows white hospital linens.

Bedden op vloerniveau

De elektrische bedden op vloerniveau van Human Care bieden een veilige en comfortabele manier om patiënten en bewoners in ziekenhuizen en verpleeg- en/of verzorgingstehuizen te verzorgen. Omdat ze daadwerkelijk op vloerniveau kunnen worden ingesteld, vormen ze een cruciale factor in de zorg voor mensen die uit bed zouden kunnen vallen. Ingesteld op een hoger niveau bieden ze een veilige ergonomische werkhogte voor verzorgers.

FloorLine-i Plus

Bed op vloerniveau voor ziekenhuizen.

- Een complete zorgoplossing
- Verstelbare maximale hoogte
- Geschikt voor toekomstige accessoires.

De FloorLine-i Plus is een oplossing voor het bieden van totale zorg. Dit bed biedt met zijn vele functies (zoals trendelenburg, zitpositie voor cardiale klachten en elektronische hartbewaking/reanimatie) de best mogelijke zorg. De FloorLine-i Plus is de perfecte oplossing voor de preventie van letsel door valincidenten.

De minimale hoogte vanaf de vloer is slechts 10 cm. Desondanks wordt geen afbreuk gedaan aan de uitstekende ergonomische werkhogte tot 80 cm.



Artikel nr. [Met inbegrip van handbediening en het einde boards]	Positie bedbodem [min-max]	Afmetingen binnenmaat L x B	Afmetingen buitenmaat L x B	Functies	Conformiteit	Gebruikersgewicht/veilige werklust	Productgewicht
Europa: 90500	10 - 80 cm	2000mm x 900 mm Met verlengingsset: 2175mm x 900mm	2325mm x 925mm Met verlengingsset 2500mm x 925mm	Dubbele zwenkwielen Back-up batterij Auto Contour Knop voor Cardiac Chair positie Handset met slot	IEC 60601-2-52:2009 EN1970:2002 AS/NZS 3200.2.38:2007	Gebruikersgewicht 185 kg Veilige werklust 250 kg	140 kg

FloorLine-i Plus kan worden voorzien van diverse optionele accessoires, zoals speciale zijhekken, papegaai, verlengingssets en vergrendelde wielen.

FloorLine-i

Bed op vloerniveau voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen voor langdurig verblijf.

- De minimale hoogte vanaf de vloer is slechts 10 cm
- Kan worden gebruikt in ziekenhuizen maar ook in zorginstellingen voor langdurig verblijf
- Minimaliseert het gebruik van zijhekken en hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid van patiënten beperken

De FloorLine-i is een solide investering. Het bed heeft diverse functies (zoals trendelenburg en een zitpositie voor cardiale klachten) die uitstekende zorg mogelijk maken.

FloorLine-i is de beste keuze voor een bed op vloerniveau voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen voor langdurig verblijf. De minimale hoogte vanaf de vloer is slechts 10 cm. Desondanks wordt geen afbreuk gedaan aan de ergonomische aspecten voor verzorgers.



Artikel nr. nr. (Met inbegrip van handbediening en het einde boards)	Positie bedbodem [min-max]	Afmetingen binnenmaat (LxB)	Afmetingen buitenmaat (LxB)	Functies	Conformiteit	Gebruikersgewicht/veilige werklust	Productgewicht
Europa: 90300	10cm - 80cm	2000mm x 900mm Met verlengingsset 2175mm x 900mm	2325mm x 925mm Met verlengingsset 2500mm x 925mm	Dubbele zwenkwielen Back-up batterij Auto Contour Knop voor Cardiac Chair positie Handset met slot	IEC 60601-2-52:2009 EN1970:2002 AS/NZS 3200.2.38:2007	Gebruikersgewicht 185kg Veilige werklust 250kg	138 kg

FloorLine-i kan worden voorzien van diverse optionele accessoires, zoals speciale zijhekken, papegaai, verlengingssets en vergrendelde wielen.

FloorLine LTC

Bed op vloerniveau voor zorginstellingen voor langdurig verblijf.

- De laagste hoogte vanaf de vloer is slechts 9,5 cm
- De beste keuze voor langdurige zorg
- Eenvoudig op te klappen en handig op te bergen

Floorline LTC met zijn huiselijke vormgeving is de beste keuze voor zorginstellingen voor langdurig verblijf. Het bed bestaat uit één stuk, waardoor het eenvoudig op te klappen en handig op te bergen is.
















FloorLine-i Plus is de perfecte oplossing voor de preventie van letsel door valincidenten. De minimale afstand tot de vloer is slechts 9,5 cm, wat een veilige en waardige mogelijkheid biedt voor de verzorging van mensen die uit bed zouden kunnen vallen.



Artikel nr.	Positie bedbodem [min-max]	Afmetingen binnenmaat [LxB]	Afmetingen buitenmaat [LxB]	Functies	Conformiteit	Gebruikersgewicht/veilige werklust	Productgewicht
Europa: 90600 Europa, met houten hoofden voeteneind: 90601	9,5 cm - 70 cm (3.7" - 27.5")	2000mm x 900mm Met verlengingsset 2175mm x 900mm	2150mm x 905mm Met verlengingsset 2325mm x 905mm	Auto Contour Knop voor Cardiac Chair positie Handset met slot (Back-up batterij als accessoire, artikelnr. 75005)	IEC 60601-2- 52:2009 EN1970: 2002 AS/NZS 3200.2.38: 2007	Gebruikersgewicht 150kg Veilige werklust 200kg	106 kg

FloorLine LTC kan worden voorzien van diverse optionele accessoires, zoals speciale zijhekken, papegaai, verlengingssets.

Accessoires

<p>Houder voor pomp van luchtmatras Houder voor het ophangen van de pomp van een luchtmatras. Voor bevestiging aan het voeteneinde van het bed.</p> <p>Artikel nr.: PUMPBKT</p>		<p>Zijhekken Gesplitst zijhek (1/2 + 1/4 zijhek): 72792</p>	
<p>Steunrekje Bedoeld om patiënten veilig in en uit bed te elpen.</p> <p>Artikel nr.: 90702</p>		<p>Zijhekken 1/4 zijhek: 72790</p>	
<p>Infuusstandaard (in hoogte verstelbaar) Verstelbare infuusstandaard die aan beide uiteinden van het bed kan worden bevestigd.</p> <p>Artikel nr.: IVP</p>		<p>Zijhekken 3/4 zijhek: 72793</p>	
<p>Verlengingsset Verlengingsset waarmee het bed met 175 mm kan worden verlengd tot 2175 mm, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken.</p> <p>Artikel nr.: 90709 (FloorLine LTC) Artikel nr.: 90701 (FloorLine-i en FloorLine-i Plus)</p>		<p>Stootstrip De stootstrip beschermt het hoofdeinde van het bed en wordt bevestigd op de onderste dwarsligger tussen de wielen.</p> <p>Artikel nr.: 90705 (FloorLine LTC) Artikel nr.: 90706 (FloorLine-i en FloorLine-i Plus)</p>	
<p>Zuurstoffeshouder Een houder om een zuurstoffles van 400 liter in te plaatsen.</p> <p>Artikel nr.: 90707</p>		<p>Duwbeugel De duwbeugel kan worden bevestigd aan het voeteneinde van het bed voor betere bestuurbaarheid van het bed. Artikel nr. 90708 (standaard bij FloorLine-i Plus, accessoire bij FloorLine-i) Artikel nr.: 90708 (Standaard bij FloorLine-i Plus, accessoire bij FloorLine-i)</p>	
<p>Papegaai De papegaai helpt patiënten om zich in bed op te trekken en van houding te veranderen.</p> <p>Artikel nr. : SHP600 (FloorLine LTC) Artikel nr.: 90700 (FloorLine i en FloorLine-i Plus)</p>		<p>Optrekhelp De vrijstaande optrekhelp helpt patiënten om van houding te veranderen. Geen gereedschap nodig voor installatie.</p> <p>Artikel nr.: 896</p>	
<p>Zijhekken 1/2 zijhek: 72791</p>		<p>Bedverhoger (60 st/doos) De bedverhoger wordt gebruikt om op eenvoudige wijze het zit- of ligoppervlak van bedden, hoofdeinden, stoelen of tafels te verhogen of verlagen. Er kunnen maximaal 4 verhogers op elkaar worden geplaatst.</p> <p>Artikel nr. 895</p>	
		<p>Ring voor bedverhoger De bedverhoger kan worden voorzien van de ring 895-1 voor ronde en smalle poten (kleiner dan 35 mm) om ervoor te zorgen dat de poot stevig staat in een gevulde bedverhoger.</p> <p>Artikel nr.: 895-1</p>	



Floorline LTC met zijn huiselijke vormgeving is de beste keuze voor zorginstellingen voor langdurig verblijf.



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

AUSTRALIA

Unit 9, 271 Wells Road
Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone: +61 3 8773 1111
Fax: +61 3 9773 4008
info.au@humancaregroup.com

CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: 613.723.6734
Fax: 613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN

Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HOLLAND (Tilcentrum)

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171
Fax: 0577-412170
info@tilcentrum.nl

UNITED STATES

4210 S. Industrial Drive, Suite 160
Austin, TX 78744
Phone: 512.476.7199
Fax: 512.476.7190
info.us@humancaregroup.com