



Compact

Maximaal gewicht
160 kg

Opvouwbaar



Ideale tillift voor vele situaties

Diana II is een uiterst stabiele, elektrisch bedienbare tillift met een compact, zelfs opvouwbaar, onderstel zodat deze tillift ideaal is voor beperkte ruimtes. Onze uitgebreide collectie van tilbanden biedt de gewenste ondersteuning.



Diana II biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel, op/af het toilet en zelfs vanaf de vloer. Door zijn compacte maatvoering is Diana II ideaal voor gebruik in situaties met beperkte ruimte, zoals thuis, bij smalle deurposten, in sanitaire ruimtes. Deze eigenschap is ook prettig in instellingen waar vaak vele hulpmiddelen op de vloer aanwezig zijn. De grote en kwalitatief duurzame zwenkwielen maken de tillift gemakkelijk te manoeuvreren.

Diverse tilmogelijkheden

Diana II wordt geleverd met een tweepunts tiljuk of een manueel vierpunts kanteljuk. Het tweepunts kanteljuk is voorzien van lussenbevestiging waaraan de lussen van onze tilbanden veilig bevestigd kunnen worden. Het manuele kanteljuk is voorzien van paddenstoelbevestigingen waardoor de E-clips van onze tilbanden veilig bevestigd kunnen worden. Het kanteljuk is in drie standen te gebruiken van lig, half-zit tot zit voor het positioneren van de cliënt. Uniek aan onze tilbanden is de bevestiging middels een E-clip.



De pootspreiding maakt het mogelijk de tillift om een stoel/toilet te plaatsen om zo dicht mogelijk bij een cliënt te komen zodat de transfer ergonomischer verloopt. U heeft de keuze tussen een pootspreiding met twee voetpedalen of een volledig geïntegreerde elektrische bediening.

De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor de tilband aan een tillift, waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt verkleind. De clip wordt om de paddenstoelbevestiging van het tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijke 'klik'. Onze tilbanden bieden optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers.



Accessoires



Full Body Sling E-clip Soft
Biedt volledige ondersteuning, waardoor comfortabel en veiligheid voor iedere gebruiker en situatie, bevestiging middels veilige E-clip of lussen.
Artikelnummer 25010C-size



Hanger bar 4MSB
Handmatig bedienbaar kanteljuk, voorzien van bevestiging voor e-clip slings.
Artikelnummer 90558



Hanger Bar 2P
Tiljuk met 2-puntsbevestiging voor een tilband voorzien van lussen.
90567 (35 cm)
90557 (45 cm)
90568 (60 cm)



Zachte bekleding voor juk
Mogelijkheid om het juk te bekleden daar waar gewenst.
Artikelnummer 50866

Gebruik



Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen
2 beremde zwenkwielen (Ø 100 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 75 mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp (1x Manuele pootspreiding MLA/1x Elektrische pootspreiding ELA).



Voetpedaal
Voetpedaal voor manuele pootspreiding (MLA).



Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische hoogte mogelijk maakt, loopvormig zodat kleding of tilbanden niet ongewenst blijven haken.

Technische specificaties

Specificaties	Diana II ELA, 90556 met Hanger Bar 2P	Diana II ELA, 90556 met Hanger bar 4MSB
Lengte onderstel	1280 mm	1280 mm
Breedte onderstel	620 mm	620 mm
Hoogte mast	1360 mm	1360 mm
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	490 - 610 mm	490 - 610 mm
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	1000 - 1120 mm	1000 - 1120 mm
Tilbereik	720 - 1940 mm	720 - 1940 mm
Draaicirkel	1400 mm	1400 mm
Hoogte onderstel	95 mm	95 mm
Diameter wiel	100 mm (achter) / 75 mm (voor)	100 mm (achter) / 75 mm (voor)
Eigen gewicht	45 kg	50 kg

Specificaties	Diana II ELA, 90556 met Hanger Bar 2P	Diana II ELA, 90556 met Hanger Bar 4MSB
Maximale tilcapaciteit	160 kg	160 kg
Rotatie tiljuk	360 graden	360 graden
Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah	Capaciteit 2,9 Ah
Materiaal frame	Poedergecoat staal	Poedergecoat staal
Noodbediening	Ja	Ja
Handbediening functies	Hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator	Hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator
Certificering	CE, ISO 10535	CE, ISO 10535



We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com