



Groot tilbereik

Maximaal
gewicht 250 kg

Tillen vanaf
de vloer



Professionele zorg op het hoogste niveau

De Lexa Pro II is een moderne tillift die van alle mogelijkheden is voorzien en die aan de professionele zorgvereisten voldoet. De tillift zorgt voor optimale ondersteuning voor het verplegende personeel en geeft een allround gevoel van veiligheid voor de patiënt.



De Lexa Pro II is de optimale oplossing voor professionals, dat is waarom de tillift uitstekend geschikt is voor gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen en in ziekenhuizen. De Lexa Pro II helpt de verzorger bij het tillen uit bed, het van en naar de (rol)stoel transfereren, het van en naar het toilet transfereren en is optimaal geschikt voor het tillen vanaf de vloer. Dankzij de hoogwaardige zwenkwielen is de tillift **gemakkelijk te manoeuvreren**. De tillift heeft een elektrische pootspreiding, dit maakt het mogelijk de lift probleemloos voor een stoel of voor een toilet in positie te brengen om een **ergonomische transfer** te bieden.

Voor optimaal comfort is de Lexa Pro II uitgerust met een elektrisch **360° draaibaar kanteljuk** die je op 4 standen vast kunt zetten. Dit juk maakt het mogelijk probleemloos de patiënt te positioneren. Door de elektrische bediening is het voor de verzorger heel gemakkelijk de gewenste positie in te stellen. Het kanteljuk is voorzien van onze universele E-Clip systeem waarmee je veilig en moeiteloos de tilband kunt aanbrengen. **Onze unieke en gepatendeerde E-clip** is gemakkelijk te bevestigen en is geschikt voor iedere tillift.

De Lexa Pro II voldoet aan de **Medical Device Regulation (MDR)** - Verordening 2017/745



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

Accessoires



Full Body Sling E-Clip Soft
Biedt volledige ondersteuning, comfort en veiligheid voor iedere gebruiker en situatie. Bevestiging middels veilige E-clip of lussen. **Artikelnummer 25010C-X (25005C-X in Net stof).**



Columbus Sling E-Clip
Vergelijkbaar met de Full Body Sling. Biedt zelfs ondersteuning onder het zitvlak van de cliënt. **Artikelnummer 25040C-X**



Toileting Sling E-Clip
Comfortabele en stevige toiletsling. Ideaal voor het transporteren van cliënten van en naar het toilet bezoek. **Artikelnummer 25085C-X**



Accu Linak
Wisselaccu met lange levensduur. **Artikelnummer BAJ1 (24 V DC, 1 x 2,9Ah)**

Gebruik



Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen
2 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 125 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 100 mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.



Elektrische kanteljuk
Gemakkelijk positioneren van de cliënt. 360° draaibaar kanteljuk die je op 4 punten kunt vast zetten.



Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische hoogte mogelijk maakt, loopvormig zodat kleding of tilbanden niet ongewenst blijven haken.

Technische specificaties

Specificaties	Lexa Pro II, 90570
Lengte onderstel	1350 mm
Breedte onderstel	682 mm
Hoogte mast	1880 mm
Min. breedte onderstel (intern-extern)	535 - 682 mm
Max. breedte onderstel (intern-extern)	1260 - 1407 mm
Hefbereik	794 - 2175 (1381 mm)
Draaicirkel	1440 mm
Hoogte onderstel	113 mm
Diameter wiel	125 mm (achter) / 100 mm (voorzijde)
Eigen gewicht	83 kg

Specificaties	Lexa Pro II, 90570
Max. tilvermogen	250 kg
Rotatie van het juk	360 graden
Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah
Materiaal frame	Poeder gecoat staal
Nooodaaf functie	Ja
Handbediening functies	Hoog/laag, zit/lig kanteling, pootspreiding, batterij status, service indicator
Certificering	CE, ISO 10535



We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY
Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
info.de@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 424 76 7199
info.us@humancaregroup.com