

# Blue Motion Slide Soft



Het transferzeil Blue Motion Slide Soft is gemaakt van materialen met een lage wrijving en is cilindervormig, zodat ze de transferbeweging naadloos kunnen vergemakkelijken. Het zachte materiaal zorgt voor een stille transfer die prettig is voor de cliënt.

Er zijn verschillende formaten transferzeilen. Een goed gekozen transferzeil is van groot belang voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Door het juiste transferzeil op de juiste manier te gebruiken, kan de transfer comfortabel en vooral veilig zijn.

## Technische specificaties



Productnaam	Art nr	Dimensies	Materiaal
Blue Motion Slide Soft, 2 stuks	BM-S-0330	30 x 30 cm / 11,8" x 11,8"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0635	60 x 35 cm / 23,6" x 13,8"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0702	70 x 200 cm / 27,5" x 78,7"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0713	70 x 130 cm / 27,5" x 51,2"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0770	70 x 70 cm / 27,5" x 27,5"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0790	70 x 90 cm / 27,5" x 35,4"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0907	90 x 70 cm / 35,4" x 27,5"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0910	90 x 100 cm / 35,4" x 39,4"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0911	90 x 110 cm / 35,4" x 43,3"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0913	90 x 130 cm / 35,4" x 51,2"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1170	110 x 70 cm / 43,3" x 27,5"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1190	110 x 90 cm / 43,3" x 35,4"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1370	130 x 70 cm / 51,2" x 27,5"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1390	130 x 90 cm / 51,2" x 35,4"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1970	195 x 70 cm / 76,8" x 27,5"	Polyamide, latex free

  
**PETERMANN**  
part of the Human Care Group  
Deze producten worden gedistribueerd  
door Human Care AB voor  
Petermann GmbH.



Bezoek [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) voor de meest recente productinformatie en contactgegevens van nationale kantoren en partners.