



OnlyU Disposable Sliding Foil

OnlyU Wall Mount & Rack



De OnlyU Disposable Sliding Foil is een tunnelvormige hoos die huidvriendelijk, scheurvast, latexvrij en biocompatibel is.

Dit transferhulpmiddel wordt in klinieken en ziekenhuizen gebruikt voor alle verschillende positieveranderingen en transfers van cliënten. De wegwerpbaarheid van de OnlyU Disposable Sliding Foil betekent een snelle en bijzonder hygiënische transfer voor cliënten. De sliding foil is op elke gewenste lengte te knippen en net als een glijmat te gebruiken.



Technische specificaties

Productnaam	Art. nr.	Dimensions	Materiaal	Maximaal gebruikersgewicht
OnlyU Disposable Sliding Foil	PM-060.10-100	0,6 x 100 m 24" x 39,3"	Polyethylene (LDPE), latex free	200 kg 440 lb
OnlyU Disposable Sliding Foil incl. kartonnen doos	PM-065.10-100	0,6 x 100 m 24" x 39,3"	Polyethylene (LDPE), latex free	200 kg 440 lb
OnlyU Disposable Sliding Foil	PM-070.10-100	0,7 x 100 m 27,5" x 39,3"	Polyethylene (LDPE), latex free	200 kg 440 lb
Wall Rack for Sliding Foils	PMF-0200	46 x 70 x 18 cm / 18,1" x 27,5" x 7"	Stainless Steel	
OnlyU Wall mount voor rolbreedte: 60 cm			PM-060.10	
OnlyU Wall mount voor rolbreedte: 70 cm			PM-060.30	



PETERMANN
part of the Human Care Group

Deze producten worden gedistribueerd
door Human Care AB voor
Petermann GmbH.



CE IMD = 200 kg / 440 lb

