



Alpha Rollboard Vision



De Rollboard Vision is bijzonder geschikt voor zachte, pijnloze en wrijvingsarme zijwaartse transfers van liggende mensen met beperkte mobiliteit en zwaarlijvige personen. Met name hobbels of spleten, die ontstaan wanneer twee steunvlakken naast elkaar worden geplaatst, kunnen worden overbrugd. De transfer van liggende personen kan worden ondersteund in noodsituaties, om beweging van de cliënt te minimaliseren wanneer een diagnose nog niet beschikbaar is.

De Alpha Rollboard Vision maakt indruk met zijn uitstekende bedieningsgemak en compromisloze veiligheid tijdens transfer en verzorging, dankzij de unieke combinatie van hygiënische eigenschappen, kwaliteit, vorm en functie. De Alpha Rollboard Vision combineert grootte en waarde in zijn vermogen om de gemiddelde grootte en het gewicht van cliënten aan te kunnen. Het Rollboard vereist een hoes voor gebruik, bijvoorbeeld de textiel hoes, maar we raden aan om al onze hoezen en folies aan dit product toe te voegen.

Bij de ontwikkeling van de Alpha Rollboard Vision is rekening gehouden met de eisen die aan producten voor ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidsinstellingen worden gesteld, samen met de professionele ervaring van mensen in de zorg.

Alle Rollboards zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in röntgen- en MRI-scans.





PETERMANN
part of the Human Care Group

Deze producten worden gedistribueerd
door Human Care AB voor
Petermann GmbH.

Verschillende maten van Alpha Rollboard Vision

----- waar het rollboard opvouwt



Technische specificaties

Rollboard (zonder Textile Cover)

	Meting	Artikelnummer
Alpha Rollboard Vision XS, dubbele foldable	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"	PMF-9050.0
Alpha Rollboard Vision S, opvouwbaar	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"	PMF-9075.0
Alpha Rollboard Vision M, opvouwbaar	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"	PMF-9085.0
Alpha Rollboard Vision M, niet opvouwbaar	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"	PMF-9095.0
Alpha Rollboard Vision foldable (Breed)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"	PMF-9150.0
Alpha Rollboard Vision (Breed)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"	PMF-9155.0
Alpha Rollboard Vision L, opvouwbaar	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"	PMF-9170.0
Alpha Rollboard Vision XL, opvouwbaar	195 x 50 cm / 76,7 x 19,7"	PMF-9180.0
Alpha Rollboard Vision L, met geïntegreerde klussen	180 x 65 cm / 70,9 x 25,6"	PMF-9185

Rollboard Cover: Textiel

Alpha Rollboard Vision Textile Cover XS	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"	PMF-9051
Alpha Rollboard Vision Textile Cover S	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"	PMF-9076
Alpha Rollboard Vision Textile Cover M	90 x 50 cm / 35,4 x 19,7"	PMF-9086/96
Alpha Rollboard Vision Textile Cover (Breed)	145 x 60 cm / 57,1 x 23,6"	PMF-9151
Alpha Rollboard Vision Textile Cover L	170 x 50 cm / 66,9 x 19,7"	PMF-9171
Alpha Rollboard Vision Textile Cover XL	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"	PMF-9181

OnlyU Disposable Cover

OnlyU Disposable Cover S (50 stuks in dispenser)	47,5 x 85 / 18,7 x 33,5"	PMF-9077
OnlyU Disposable Cover M (120 stuks per rol)	90 x 53 cm / 35,4 x 20,9"	PMF-9090
OnlyU Disposable Cover (Wide) (70 stuks per rol)	160 x 61 cm / 63 x 24"	PMF-9152
OnlyU Disposable Cover L & XL (60 stuks per rol)	180 x 53 cm / 70,9 x 20,9"	PMF-9172

OnlyU Protection Foil

OnlyU Protection Foil XS, S (110 stuks per rol)	90 x 54,5 cm / 35,4 x 21,6"	PMF-0191
OnlyU Protection Foil M, L & XL (55 stuks per rol)	180 x 54,5 cm / 70,9 x 21,6"	PMF-0192

Rollboard:



Covers:



OnlyU Protection Foil

gebruikt op de bovenkant van de textielhoes.

Art nr: PMF-0191 / 90x54,5 cm
voor Rollboard Vision M

Art nr: PMF-0192 / 180x54,5 cm
voor Rollboard Vision L, XL



OnlyU Wegwerphoes

gebruikt na het verwijderen van de textielhoes

Art nr: PMF-9090 / 90x53 cm
voor Rollboard Vision M

Art nr ex: PMF-9172 / 180x53 cm
voor Rollboard Vision L

