



# Alpha Rollboard Vision



De Rollboard Vision is bijzonder geschikt voor zachte, pijnloze en wrijvingsarme zijwaartse transfers van liggende mensen met beperkte mobiliteit en zwaarlijvige personen. Met name hobbels of spleten, die ontstaan wanneer twee steunvlakken naast elkaar worden geplaatst, kunnen worden overbrugd. De transfer van liggende personen kan worden ondersteund in noodsituaties, om beweging van de cliënt te minimaliseren wanneer een diagnose nog niet beschikbaar is.

De Alpha Rollboard Vision maakt indruk met zijn uitstekende bedieningsgemak en compromisloze veiligheid tijdens transfer en verzorging, dankzij de unieke combinatie van hygiënische eigenschappen, kwaliteit, vorm en functie. De Alpha Rollboard Vision combineert grootte en waarde in zijn vermogen om de gemiddelde grootte en het gewicht van cliënten aan te kunnen. Het Rollboard vereist een hoes voor gebruik, bijvoorbeeld de textiel hoes, maar we raden aan om al onze hoezen en folies aan dit product toe te voegen.

Bij de ontwikkeling van de Alpha Rollboard Vision is rekening gehouden met de eisen die aan producten voor ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidsinstellingen worden gesteld, samen met de professionele ervaring van mensen in de zorg.

Alle Rollboards zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in röntgen- en MRI-scans.




  
**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Deze producten worden gedistribueerd  
door Human Care AB voor  
Petermann GmbH.

# Verschillende maten van Alpha Rollboard Vision

----- waar het rollboard opvouwt



## Technische specificaties

### Rollboard (zonder Textile Cover)

	Meting
Alpha Rollboard Vision XS, dubbele foldable	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"
Alpha Rollboard Vision S, opvouwbaar	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"
Alpha Rollboard Vision M, opvouwbaar	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"
Alpha Rollboard Vision M, niet opvouwbaar	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"
Alpha Rollboard Vision foldable (Breed)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"
Alpha Rollboard Vision (Breed)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"
Alpha Rollboard Vision L, opvouwbaar	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"
Alpha Rollboard Vision XL, opvouwbaar	195 x 50 cm / 76,7 x 19,7"
Alpha Rollboard Vision L, met geïntegreerde klussen	180 x 65 cm / 70,9 x 25,6"

### Artikelnummer

PMF-9050.0
PMF-9075.0
PMF-9085.0
PMF-9095.0
PMF-9150.0
PMF-9155.0
PMF-9170.0
PMF-9180.0
PMF-9185

### Rollboard ProCover: Textiel

	Meting
Alpha Rollboard Vision Textile ProCover M	90 x 50 cm
Alpha Rollboard Vision Textile ProCover Wide	145 x 60 cm
Alpha Rollboard Vision Textile ProCover L	170 x 50 cm
Alpha Rollboard Vision Textile ProCover XL	180 x 50 cm

### Artikelnummer

PMF-9084
PMF-9154
PMF-9174
PMF-9184

### Rollboard Cover: Textiel

	Meting
Alpha Rollboard Vision Textile Cover XS	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"
Alpha Rollboard Vision Textile Cover S	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"
Alpha Rollboard Vision Textile Cover M	90 x 50 cm / 35,4 x 19,7"
Alpha Rollboard Vision Textile Cover (Breed)	145 x 60 cm / 57,1 x 23,6"
Alpha Rollboard Vision Textile Cover L	170 x 50 cm / 66,9 x 19,7"
Alpha Rollboard Vision Textile Cover XL	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"

PMF-9051
PMF-9076
PMF-9086/96
PMF-9151
PMF-9171
PMF-9181

### OnlyU Disposable Cover

	Meting
OnlyU Disposable Cover S (50 stuks in dispenser)	47,5 x 85/ 18,7 x 33,5"
OnlyU Disposable Cover M (120 stuks per rol)	90 x 53 cm / 35,4 x 20,9"
OnlyU Disposable Cover (Wide) (70 stuks per rol)	160 x 61 cm / 63 x 24"
OnlyU Disposable Cover L & XL (60 stuks per rol)	180 x 53 cm / 70,9 x 20,9"

PMF-9077
PMF-9090
PMF-9152
PMF-9172

### OnlyU Protection Foil

	Meting
OnlyU Protection Foil XS, S (110 stuks per rol)	90 x 54,5 cm/35,4 x 21,6"
OnlyU Protection Foil M, L & XL (55 stuks per rol)	180 x 54,5 cm/70,9 x 21,6"

PMF-0191
PMF-0192

Rollboard:



### OnlyU Protection Foil

gebruikt op de bovenkant van de textielhoes.

Art nr: PMF-0191/ 90x54,5 cm  
voor Rollboard Vision M

Art nr: PMF-0192/ 180x54,5 cm  
voor Rollboard Vision L, XL



Covers:



### OnlyU Wegwerphoes

gebruikt na het verwijderen van de textielhoes

Art nr: PMF-9090 / 90x53 cm  
voor Rollboard Vision M

Art nr ex: PMF-9172 / 180x53 cm  
voor Rollboard Vision L

