

## WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Human Care biedt een breed scala aan anatomisch ontworpen tilbanden ontwikkeld met de veiligheid en het comfort van de cliënt in gedachten. Ons portfolio omvat verschillende modellen tilbanden die worden aangeboden in vele maten en stoffen om aan een groot aantal toepassingen en behoeften te voldoen. Om het gemakkelijker te maken zijn ze verdeeld in E-clip tilbanden en lussen tilbanden.

### UNIVERSELE VEILIGHEIDSClip

Onze unieke en gepatendeerde E-clip is gemakkelijk te bevestigen en is geschikt voor iedere tillift die is uitgerust met een tiljuk met paddenstoeltjes

### BESCHIKBARE MATERIALEN

-  POLYESTER
-  POLYESTER NET
-  SOFT AIR MESH
-  SUPERFINE PLUS
-  COOL-NET

### MAATTABEL

-  JUNIOR SMALL
-  JUNIOR MEDIUM
-  SMALL
-  MEDIUM
-  LARGE
-  EXTRA LARGE
-  EXTRA EXTRA LARGE
-  EXTRA EXTRA EXTRA LARGE

### AANPASSINGS-MOGELIJKHEDEN

- DUBBELE CLIPS
- HEUPRIEM KLITTENBAND
- HEUPRIEM VEILIGHEIDSGESP
- POSITIONERINGSBAND BEEN
- VERLENGINGSBAND
- VERSTERKTE BEENSTEUN
- HOES VAN VACHT BEENSLIPS
- EXTRA LUSSEN OP CLIPSBAND
- EXTRA CLIPS OP LUSSENBAND
- VERLENGINGSLUSSEN LUSSENBAND
- NEKSTEUN
- HEUPGORDEL
- LOOP-TAG

### LOPEN



### STAAN



### ZITTEN

KORTE EN LANGE TRANSFER



### HYGIENE

voor toiletten en wassen

### LIGGEN



### CLIPS

#### ACTIEVE TILBAND

De actieve tilband ondersteunt bij activiteiten zoals opstaan, staan en lopen. Deze tilband kan worden voorzien van aanpassingen. De maatvoering hangt af van de rompvang en of de cliënt een vrouw of man is.

#### BACK BELT E-CLIP

Sta-op tilband te gebruiken in combinatie met sta-op-lift seBastian. Met hulp van de instelbare buikfixatie kan de druk op oksels en schouders verlicht worden. Het ruggedeelte is verstevigd en het gedeelte onder de oksels is gepolsterd, materiaal polyester.

#### TILBAND MODEL CORSETBAND

Met hulp van de instelbare buikfixatie kan de druk op oksels en schouders verlicht worden. Het ruggedeelte heeft baleinen voor de stevigheid en het gedeelte onder de oksels is gepolsterd.

#### FULL BODY SLING E-CLIP NET

Vierpunts tilband, materiaal polyester, voorzien van verwijderbare baleinen in hoofdsteun, soft beenslips en veilige E-clips.

#### FULL BODY SLING E-CLIP SOFT

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh, voorzien van hoofdsteun met verwijderbare baleinen, soft beenslips en veilige E-clips, zgn. verblijfsband.

#### TILBAND COOL-NET

Vierpunts tilband, materiaal Superfine/Cool-Net, voorzien van hoofdsteun met baleinen, gepolsterde beenslips en veilige E-clips.

#### TILBAND COLUMBUS E-CLIP

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh, voorzien van een hoofdsteun met verwijderbare baleinen en veilige E-clips. Uitgevoerd in een ovale vorm met hele korte beenslips vanwege het aanwezige ondersteuningszigtje.

#### TILBAND COLUMBUS

Vierpunts tilband, materiaal Superfine Plus, voorzien van hoofdsteun met baleinen en veilige E-clips. Uitgevoerd in een ovale vorm, zonder beenslips. Uitgevoerd zonder naden bij het zitvlak en de rug, voor optimaal comfort.

#### TOILETING SLING E-CLIP

Vierpunts tilband, materiaal polyester net, voor persoonlijke hygiëne, voorzien van comfortabele okselklossen, optie buikfixatie, gepolsterde beenslips en veilige E-clips.

#### TOILETING SLING HIGH E-CLIP

Vierpunts tilband, materiaal polyester net, voor persoonlijke hygiëne, voorzien van zachte hoofdsteun, comfortabele okselklossen, optie buikfixatie, gepolsterde beenslips en veilige E-clips.

#### TOILETBAND MET HOOFDSTEUN

Vierpunts tilband, materiaal polyester, voorzien van hoofdsteun met baleinen, buikfixatie, gepolsterde beenslips en veilige E-clips.

### LUSSEN

#### ACTIVITY SLING - ACTIEVE TILBAND

Deze tweepunts tilband is voor personen met een kleiner postuur, geschikt als ondersteuning bij het (op)staan, lopen of van de grond tillen. Materiaal polyester net, voorzien van een hoofdsteun en elastische bandjes aan de zijkant voor maximale flexibiliteit.

#### MULTI SLING - ACTIEVE TILBAND

Deze tweepunts tilband is voor volwassenen, geschikt als ondersteuning bij het (op)staan en lopen, materiaal polyester.

#### BACK BELT

Sta-op tilband, geschikt voor actieve transfers in combinatie met een sta-op-lift. Met hulp van de instelbare buikfixatie kan de druk op oksels en schouder verlicht worden. Voorzien van een verhoogde rugsteun voor extra comfort, materiaal polyester.

#### BASIC SLING - BASIS TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal polyester, polyester net of Soft Air Mesh. Uitgevoerd met rug tot schouderhoogte, gedeelde beenslips, zonder naden bij het zitvlak en de rug, voor optimaal comfort.

#### SIT SLING - PASSIEVE TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal polyester, voorzien van verstevigde rug en beenslips.

#### FULL BODY SLING / FULL BODY SLING NET

Vierpunts tilband, materiaal polyester of net, voorzien van een geïntegreerde hoofdsteun en gepolsterde beenslips.

#### AMPUTATIE TILBAND / AMPUTATIE TILBAND NET

Vierpunts tilband, geschikt voor een korte transfer, materiaal polyester of net, voorzien van een verstevigde rug en gepolsterde beenslips die over elkaar heen gevouwen kunnen worden. Geschikt voor personen met een beenamputatie of heupproblemen.

#### COMFORT SLING / COMFORT SLING HIGH

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh, model op schouderhoogte, zonder beenslips die het gewicht gelijkmatig verdeeld om de druk te verminderen. Tevens verkrijgbaar met hoofdsteun als High model.

#### SILHOUETTE TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh of Net, geschikt voor transfers van en naar de rolstoel, zonder polstering waardoor de tilband zich vormt naar het lichaam voor een complete ondersteuning.

#### TOILET SLING POLYESTER / NET

Vierpunts tilband, materiaal polyester of polyester net, voorzien van een verstevigde rug, gepolsterde beenslips en okselklossen.

#### TOILET SLING MET HOOFDSTEUN

Vierpunts tilband, materiaal polyester net, voorzien van een verstevigde rug, gepolsterde hoofdsteun, beenslips en okselklossen voor extra comfort.

#### BATH SLING - DOUCHE TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal polyester net, voorzien van een verstevigde rug en gepolsterde beenslips.

AL DEZE TILBANDEN ZIJN VERKRIJGBAAR MET LUSSEN

DEZE TILBANDEN ZIJN IN OVERLEG VERKRIJGBAAR MET CLIPS

#### POSITIONING SLING

Vierpunts tilband, geschikt voor het eenvoudig en veilig positioneren of draaien van een cliënt in bed met een draagvermogen van 318 kg.

#### POSITIONING SLING VENTILATED

Vierpunts tilband, ventilerend materiaal dat zorgt voor luchtcirculatie, geschikt voor het eenvoudig en veilig positioneren of draaien van een cliënt in bed met een draagvermogen van 454 kg.

DEZE TILBANDEN ZIJN IN OVERLEG VERKRIJGBAAR MET CLIPS

### PASSING OF ADVIES?

0577-412171

INFO.NL@HUMANCAREGROUP.COM

WWW.HUMANCAREGROUP.NL



Your Life. Your Way.

